



Täyttää
IEC 60601-2-52
vaatimukset

Matrx® Flo-tech™ Lite istuintyyny

Invacare Matrx® Flo-tech™ Lite on kevyt muotoiltu istuintyyny, joka parantaa poikkeuksellisen tehokkaasti istuinmukavuutta ja käyttäjän istuma-asentoa. Tyyny on suunniteltu matalan painehaavariskin käyttäjille istuinmukavuutta parantamaan. Koot alkaen 25 x 25 cm (250 x 250 mm), jonka ansiosta tyyny sopivat erityisen hyvin myös lapsille ja pienille aikuisille.



matrx®
SEATING SERIES



Yes, you can.®

Kevyt ja korkealaatuinen vaahtomuovi

Istuintyynyn alin kerros on valmistettu korkealaatuisesta muotoon valetusta ja tiheästä vaahtomuovista. Uniikkilla valmistusmateriaalilla on hyvät paineentasausominaisuudet ja se kestää hyvin pitkäaikaista käyttöä. Muotoonvalettu valmistustapa mahdollista 3D muodot, mitä ei pystytä saavuttamaan perinteisillä vaahtomuovin leikkausvalmistustavalla. Tyynyn etuosan haarakilla pitää reidet erillään, tukee hyvää istuma-asentoa ja mahdollistaa ilman vaihtumisen.

Muotoiltu istuinpinta-ala

Muotoiltu istuinpinta parantaa ja tukee käyttäjän istuma-asennon vakautta. Muotoiltu istuinalusta jakaa myös painetta tehokkaammin ja suuremmalle alueelle, suoriin istuintyynyihin verrattuna. Tyynyn uramuodostelma mahdollistaa pienen liikkeen, mikä puolestaan vähentää hankaumien ja painaumien syntymistä.

Ominaisuuksia



Nestettä läpäisemätön päällinen

Kahteen suuntaan joustava, nesteitäläpäisemätön mutta kosteuden läpäisevä ja hengittävä päällinen sisältää liukumattoman pohjamateriaalin ja kantokahvan.

61 kokoa

Saatavana koot 25 x 25 – 48 x 53 cm (kysy erillistä kokokarttaa).

Integroitu painaumien tasaus

Pinaumien tasaus ominaisuus tasaa pyörätuolin istuinkankaan venymisestä johtuvaa painumista ja pitää istuintyynyn paikallaan ja oikeassa muodossaan.

Ultra-fresh™ antimikrobiaalinen hajunestokäsittely

Kaikki Flo-tech istuintyynyt ovat antimikrobiaalisesti käsitellyt, mikä ehkäisee hajuja muodostavien bakteerien kasvua ja pidentää tyynyn käyttöikää.



Tekniset tiedot



Matrix Flo-tech Lite

61 kokoa



Korkeus:
7.8 cm (78 mm)



Paino:
1.5 kg



Max. käyttäjäpaino*:
127 kg



Pesu: 80°

Vedenkestävä
Kosteutta läpäisevä

Manufactured to European Standards:
BS EN 1021-1 Cig, BS EN 1021-2 Match
BS 7176 (Crib 5)

* Suurin kuormitus raja on asetettu olettaen, että tyynyn leveys ja syvyys aiottu käyttäjälle on valittu asianmukaisesti.

Värit ja materiaalit



Black Smooth



Black Wipedown



Black Spacer



Baltic Blue

Valmistaja: Invacare AB
Växjövägen 303, 343 71 Diö, Ruotsi
p. +46 476 535 00

Valmistaja pitää itsellään oikeuden muuttaa tarvittaessa tässä esitteessä ilmoitettuja tuotespesifikaatioita.

© 2015 Camp Mobility Finland