



### Vicair® Liberty – kevyet ilmaventtiili-istuintyyntynyt

Vicair® Liberty -istuintyyntynyt ovat kevyitä ilmatäytteisiä istuintyyntynyjä, joissa on ilmaventtiili joka automaattisesti mukauttaa tyynyn paineen käyttäjän kehon painon ja muotojen mukaiseksi. Saatavana joko vakio- tai inkontinenssipäällisellä. Päälliset voidaan pestä pesukoneissa +60°C:ssa.

Libertyssä ja LibertyTC hygieniatyyntynssä on yksi ilmaventtiili ja Liberty Profile:ssa kaksi venttiiliä, joka mahdollistaa paremman sovittamisen kehon muotojen mukaiseksi. Liberty profilessa on lisäksi integroitu vaahtopohja, johon on leikattu puoliympyrän muotoinen kevennys istuinluiden kohdalle.

LibertyTC hygieniatyyntynssä on hygieni-aukko. Se muuttaa wc-istuimen tai wc- ja suihkutuolin mukavaksi istuinpinnaksi ja se on vedenpitävä, jonka ansiosta se on helppo puhdistaa ja desinfioida.

Saatavana myös Liberty selkäosa.



Liberty

Liberty Profile

Liberty TC

## Liberty

### Liberty kevyt ilmaventtiilityyny

Liberty on erittäin kevyt ilmatäytteinen istuintyyne tilapäiseen pyörätuolin käyttöön matalan ja keskitason painehaavariskin potilaille.

Libertyssä on ilmaventtiili joka automaattisesti mukauttaa tyynyn paineen käyttäjän kehonpainon ja muotojen mukaiseksi. Saatavana vakio- tai inkontinenssipäällisellä.

Helppo puhdistaa ja desinfioida.

Paino vain 350 g. Paksuus **5 cm**. Max. 150 kg  
8 kokoa: **40/43/45/50 x 40/43/45/50 cm**



## Liberty Profile

### Liberty Profile kevyt ilmaventtiilityyny kevennysaukolla

Liberty Profile on Libertyn edistyneempi malli, joka on suunniteltu lisäämään istuinmukavuutta alhaisen tai keskitason painehaavariskin omaaville. Liberty Profilella on integroitu vaahtopohja, johon on leikattu puoliympyrä istuinluiden kohdalla.

SmartCells ja vaahtotuki tukevat lantion asentoa ja tarjoavat paineen kevennyksen IT-Coccyx -alueelle.

Toinen venttiili mahdollistaa entistä paremman sovitamisen kehon muotojen mukaiseksi. Saatavana vakio- tai inkontinenssipäällisellä.

Helppo puhdistaa ja desinfioida. Paino 600 g.  
Paksuus **6 cm**. Max. 150 kg  
8 kokoa: **40/43/45/50 x 40/43/45/50 cm**



## Liberty TC

### Liberty TC kevyt ilmaventtiilityyny hygienia-aukolla

Liberty TC hygieniatyyne muuttaa wc-istuimen mukavaksi istuinpinnaksi. Helppo kiinnittää wc-istuimeen hihnojen avulla.

Vedenpitävä, jonka ansiosta se on helppo puhdistaa ja desinfioida. Tyynyssä on ilmaventtiili joka automaattisesti mukauttaa tyynyn paineen käyttäjän kehonpainon ja muotojen mukaiseksi.

Paino vain 350 g. Paksuus **5 cm**. Max. 150 kg  
2 kokoa: **43 x 43 cm ja 50 x 45 cm**



## Tekniset tiedot



40/43/45/50 x  
40/43/45/50 cm  
TC:43x43 ja 50x45 cm



Liberty ja TC:  
5 cm  
Profile: 6 cm



Liberty ja TC:  
350 g  
Profile: 600 g



150 kg



Päällinen 60°  
Sisus: käsin  
desinfointi



Valmistaja:  
Vicair B.V.  
Bruynvisweg 5  
1531 AX Wormer  
The Netherlands  
+31 (0)75 - 642 9999