



SHEAR GENIUS.

MAAILMAN ENSIMMÄINEN, PATENTOITU,
ISTUMA-ASENNON,
TASAPAINON ja
HANKAUSVOIMAN
MITTAUSLAITE

ishear.com

iShear auttaa löytämään täydellisen istuma-asennon

Istuimessa liukuminen on valtava kliininen ongelma, mutta tähän asti sitä on ollut vaikea mitata. iShear on älykäs laite, joka mittaa Total Shear Force*:n ja auttaa sinua valitsemaan oikean istuinjärjestelmän, arvioimaan oikeat säädöt ja sovittamaan asiakkaasi täydelliseen istuma-asentoon.

Ratkaisu oikean istuma-asennon löytämiseen


iShear auttaa minimoimaan liukumis- ja hankausliikkeet pyörätuolin yksilöllisen säätämisen yhteydessä. iShearin avulla voit myös kouluttaa pyörätuolin käyttäjän ja avustajan pyörätuolin oikeaoppiseen käyttöön ja säätämiseen.



* **Total Shear Force (TSF)** = iShearilla mitattava kokonaisvaltainen hankausvoima eli pyörätuolin käyttäjän tekemä etu- ja takasuuntainen liike pyörätuolissa istuessa. Shear Force mitataan istuintyynyn ja pyörätuolin istuinlevyn välistä.

MAAILMAN ENSIMMÄINEN

Kliininen työkalu hankauspaineen mittaamiseen



**TILAA
ESITTELY!**
Tutustu
ishear.com
tilaukset
campmobility.fi

Helppo ottaa käyttöön

Tarvitset vain iShearin ja
mobiililaitteen. Lataa ilmainen
iShear app - ja ei muuta, kun
mittaamaan!



iSHEAR

SHEAR GENIUS.

Pistä asiakkaasi ojennukseen!

iShear-laite

- Sopii 35-50 cm:n pyörätuoleille (leveys ja syvyys)
- Toimii iShearin ja mobiililaitteen välisellä Bluetooth-yhteydellä
- Mittausaika jopa 8h
- iShear asennetaan istuintynyn alle

iShear App

- Reaali-aikainen mittaus
- Tallenna, vie ja jaa mittaustulokset
- Vertaile eri mittaustuloksia
- Lisää muistiinpanoja jokaiselle mittaukselle
- Ilmaiseksi ladattava mobiilisovellus



Reaaliaikainen näyttö



Tiedostot



Vertaa



Tallenna

DOWNLOAD
FREE APP



SHEAR GENIUS.