

**Marina****Marina XL**

Ammelauta Marina ja Marina XL

.....

Invacare® **Marina** ammelauta on ammeen laidoille tarkoitettu turvallinen istuin ja laskutaso. Marina sopii useimpiin tavallisiin ammemalleihin. Sen avulla käyttäjä voi turvallisesti ja nopeasti pestä itsensä suihkun alla istuen.

Käyttö- ja puhdistusohje:

Kiinnitetään ammeen laitojen päälle ja säädetään liukustoppareilla ammeeseen sopivaksi. Puhdistus neutraalilla tai miedosti emäksisellä pintapuhdistusaineella (Ph 7-9). Voidaan desinfioida pyyhkimällä alkoholipitoisella desinfiointiaineella (esim. etanoli 70%).


AQUATEC®**Yes, you can.®**

Ominaisuuksia



Vakaa, tukeva ja turvallinen Max. 150 kg/200 kg!

Marina ammelaudan leveys ja syvyys on 69 x 36,5 cm ja maksimikuormitus on 150 kg. Vahvistetun XL mallin 74 x 35 cm ja kuormitus 200 kg.



Mukava ja turvallinen käyttää

Pyöristetyt reunat helpottavat turvallisia siirtymisiä. Rei'itetty pinta mahdollistaa turvallisen istumisen ja veden pois valumisen.



Yksilöllisesti säädettävä

Turvallinen portaaton kiinnitys eri kokoihin kylpyammeisiin säädettävillä stoppareilla.

Tukeva käsikahva ja kätevä suihkupidike

Tukeva käsikahva tarjoaa lisäturvallisuutta. Kätevä suihkupäänpidike molemmilla puolilla lautta.

Tekniset tiedot



Marina

690 mm



Marina XL

740 mm



390 - 630 mm



180 mm



150 kg



1,7 kg

365 mm

350 mm

420 - 740 mm

180 mm

200 kg

2,6 kg

Valmistaja:
Invacare International Sarl
Route de Cité-Ouest 2-1196
Gland Switzerland
Tel: +41 (0)22 354 60 10
Fax: +41 (0)22 354 60 11
hqeurope@invacare.com
www.invacare.eu.com

Pidätämme itsellämme oikeuden muuttaa tarvittaessa tässä esiteessä ilmoitettuja tuotespesifikaatioita.

Camp Mobility ©2018

Värit ja materiaalit

CE



Valkoinen / sininen

CAMP
MOBILITY

www.campmobility.fi

Patamäenkatu 5
33900 Tampere
+358(0)9 350 76 310
info@campmobility.fi