

EASYUP®
support arms

STAND-UP
TUKIKAITEET



WC-käynnin apuväline
pidempään itsenäiseen elämään



EasyUP STAND-UP -tukikaiteet

Korkealaatuinen tuote, joka sopii täydellisesti sekä koti- että terveydenhuoltokäyttöön ja jonka tavoitteena on lisätä itsenäisyyttä ja ehkäistä kaatumisia jokaisen wc-käynnin aikana.

Korkealaatuisten materiaalien, helpon asennuksen ja kestäväen mukavuuden yhdistelmä tekee EasyUP -wc-tukikaiteista luotettavan ja käyttäjäystävällisen valinnan.



Tekniset tiedot


Valmistettu ruostumattomasta teräksestä

Yhdisteltävissä pesu- ja kuivausjärjestelmiin

Käsituet ovat taittuvat ja korkeussäädettävät

Maksimikuormitus 150 kg

Testattu ISO 17966 -standardin mukaisesti



(A) Tukikaiteiden välinen leveys 515 mm

(B) Sopii asennettavaksi wc-istuimiin, joiden leveys on max. 39 cm

(C) Tukikaiteen korkeus säädettävissä kolmeen asentoon
(Korkeus WC-istuimesta: 25 cm / 29 cm / 32,5 cm)

(D) Voidaan kiinnittää wc-istuimiin, joiden istuimen kiinnitysväli on 120 mm – 200 mm (enintään M8).

(E) Vähimmäisetäisyys seinästä tai pystysuorasta reunasta kiinnitysreikiin enintään 30 mm.

EASYUP®
support arms

Onderdeel van Aerolet®

AEROLET®
Het Len ert 38
7547 SR Enschede
The Netherlands
T: +31 (0)53 - 303 30 24
E: info@aerolet.nl

SKANNAA QR-KOODI JA KÄY
VERKKOSIVUILLAMME SAADAKSESI
LISÄÄ INFOA

