




Mobilex koottavat tukikahvat

Mobilex kahva, jota voi tarvittaessa itse lyhentää tai jatkaa. Vahvasta muovista valmistettu kahva on helppo pitää puhtaana. Tukeva uritettu kahvaputki.

Valmiskahvojen pituudet 30, 45 ja 60 cm.

Ruuvikiinnitys, joka viimeistellään ruuvien peitoksi asennettavilla manseteilla.

Kiinnitysseinän rakenteesta riippuen kahvan kantavuus on maksimissaan 120 kg.



Mobilex tukikahva

Aina sopivan mittainen


Valmiskahvojen pituudet 300, 450 ja 600 mm. Tarvittaessa kahvaputkea voi lyhentää tai jatkaa. Saatavana kahvaputkea sekä jatkopaloja, joiden avulla tukikahvan voi muokata omiin mittoihin sopivaksi. Putken katkaisu onnistuu helposti esimerkiksi sahalla. Putken läpimitta 36 mm. Kiinnityskohdan seinärakenteesta riippuen tukikahvan kantavuus maksimissaan 120 kg.

Siisti ruuvi kiinnitys

Mobilex tukikahvat soveltuvat erinomaisesti mm. kylpyhuoneisiin sekä sauna-, suihku- ja wc-tiloihin. Kahvan ruuvi kiinnitys viimeistellään toimitukseen sisältyvillä manseteilla.

Helppo puhdistaa

Vahvasta muovista valmistettu kahva on helppo pitää puhtaana. Ei sisällä PVC:tä.



Tuotenro	Tuote / jatkopalat
804663018	Mobilex tukikahva 300 mm, valkoinen
804663019	Mobilex tukikahva 450 mm, valkoinen
804663020	Mobilex tukikahva 600 mm, valkoinen
804663021	Mobilex kahvaputki D, 1000 mm, valkoinen
804663022	Mobilex jatkopala B, 90° kulma, valkoinen
804663023	Mobilex jatkopala C, suora, valkoinen
804663024	Mobilex jatkopala A, 90° kulma, valkoinen
804663025	Mobilex päätypala E, valkoinen



Mobilex A/S
Grønlandsvej 5
DK-8660 Skanderborg
Tlf.: +45 87 93 22 20
Fax: +45 87 93 17 77
E-mail: info@mobilex.dk
www.mobilex.dk

Pidätämme itsellämme oikeuden muuttaa tarvittaessa tässä esitteessä ilmoitettuja tuotespesifikaatioita.
© 2021 Camp Mobility Finland

Ville Valkeejärvi
Myynti, tarjoukset
045 728 3040
ville.valkeejarvi@
campmobility.fi
Etelä- ja Länsi-Suomi,
Pirkanmaa

Markku Hyttinen
Myynti, tarjoukset
040 125 4046
markku.hyttinen@
campmobility.fi
Itä- ja Pohjois-Suomi,
Keski-Pohjanmaa

Osmo Koivisto
Myynti, tarjoukset
0400 481 341
osmo.koivisto@
campmobility.fi
konsultointi kaikilla
alueilla