



Equa tukikaiteet

Equa tukikaide on kestävä ja edullinen wc-tukikaide / nousutuki päivittäiseen käyttöön wc-istuimen yhteydessä. Tukikaiteet helpottavat siirtymistä wc-istuimelle ja toimivat tukena istuinta käytettäessä. Kaiteet luokituvat yläasentoon, joten niitä voidaan käyttää tukena myös seistessä.

Equa tukikaide on saatavana seinäänkiinnitettävä, ylösnostettava malli sekä tilauksesta lattiatolpallinen malli. Molempia malleja on saatavana sekä käsitukipehmusteella että ilman pehmustetta. Varastomallimme on seinäänkiinnitettävä, tukijalallinen malli harmaalla käsitukipehmusteella.

Equa tukikaiteiden ulottuma seinästä on **750 mm** ja korkeus **800 mm**. Kaide kiinnitetään joko suoraan wc-istuimen takaiseen seinään tai lattiaan lattiatolpan avulla sopivalle etäisyydelle wc-istuimesta.

Runko on pulverimaalattua terästä, varastomallin väri on valkoinen. Kaideputki on pehmustettu harmaalla PU-pehmusteella.

Ominaisuuksia



Pehmeusteella tai ilman

Kaikki tukikaiteet ovat saatavana joko pehmusteella tai ilman.



Vakiona seinään kiinnitettävä tukijalallinen malli

Varastomallina seinäänkiinnitettävä, ulottuvuus 750 mm korkeus 800 mm harmaalla käsituki-pehmusteella. Muut mallit erikoistilauksesta.



Lukitse yläasentoon siirtymisen ajaksi

Sekä seinäänkiinnitettävä että lattiatolpallinen malli lukittuu ylös pyörätuolista siirtymisen ajaksi. Tukijalallisissa malleissa on mukana WC-paperiteline ja nostokahva. Seinäkiinnitysosat eivät sisälly toimitukseen. Lattiatolpallinen malli valitaan jos seinämateriaali on erityisen heikko.



Tekniset tiedot

Mittatiedot	Tukikaide
Pituus	750 mm
Korkeus	800 mm
Tukijalan paksuus	50 mm
Seinäkiinnityslevy	110 x 250 mm
Materiaali	Pulverimaalattu teräs, PU-käsipehmuste
Väri	Valkoinen, harmaa käsituki-pehmuste
Paino	3,8 kg
Max.kuormitus	150 kg

Lattiatolpallinen malli ja mallit ilman käsituki-pehmustetta tilauksesta.

Valmistaja:
EQUA OÜ
Tel: +372 738 4444
Fax: +372 740 9331
Lembitu 8, 50406 Tartu
info@equa.ee
www.equa.ee

Pidätämme itsellämme oikeuden muuttaa tarvittaessa tässä esitteessä ilmoitettuja tuotespesifikaatioita.

Camp Mobility ©2022

Värit ja materiaalit

CE



Valkoinen / harmaa