

AQUATEC®

OceanErgo

Lisävarusteet ja optiot



Suuri ero yksinkertaisilla säädöillä

Monipuolinen, ergonominen ja säädettävä



Yes, you can.®



Lisävarusteet ja säädöt

Ocean Ergo -suihkutuolivalikoimamme tarjoaa edistyneen ratkaisun henkilökohtaiseen hygieniaan. Jokainen tuoli on suunniteltu tarjoamaan monipuolisia säätöjä ja konfiguroitavuutta vakiona. Räätelöintiä varten uusin lisävarustevalikoimamme tarjoaa ratkaisuja, jotka lisäävät mukavuutta, tukea ja turvallisuutta.



Jalkalevyt

- > Kulmasäädettävät, ylös-taitettavat ja kuvioidut jalka-levyt kantapäremmeillä
- > Työkaluja ei tarvita

Jalkatuet

- > Korkeussäädettävät, sivullekäännettävät, ja irrotettavat jalkatuet
- > Työkaluja ei tarvita

Käsituet UUSI!

- > Ergonomiset, entistä leveämmät, sivulle käännettävät käsituet voidaan säätää eri korkeuksille.

Istuinkorkeus UUSI!

- > Istuinkorkeus voidaan säätää välillä 440-600 mm* tai 475-600 mm**
- *Ocean Ergo, Ergo XL ja 24" Ergo mallit
- **Ocean 24" Ergo XL ja VIP mallit
- > Työkaluja ei tarvita

Lisävarusteet

Istuimet ja selkätuet



Pehmeä istuin Std ja Pieni hygienia-aukolla

Uudelleen suunniteltu takapuolen ja istuinlevyn muotoja myötäileväksi. Pehmeämpi tunne antaa helpotusta käyttäjille, joilla sensorisia tai iho-ongelmia Saatavana myös pienem- mällä aukolla pienemmille käyttäjille. Helppo puhdistaa.



Pehmeän istuimen kansi

Saatavana pehmeisiin istuimiin sekä Std että Small Aukon mitat: Std: 34 x 26 cm Pieni: 22,5 x 15 cm



Extra pehmeä istuin hygienia-aukolla

Valmistettu viskoelastista vaahdosta, tarjoaa paljon pehmeämmän tunteen niille, joilla on ihon eheys tai aistihäiriöitä. Vaahto luo suuremman upotussyvyyden, mikä lisää lantion vakautta ja asentoa. Extra mukava, strukturoitu pinta. Hygienia-aukon mitat: 33 x 21,5 cm



Käännettävä pehmeä istuin

Pehmeä istuin, joka on takaa tai edestä auki ja voidaan kääntää kaikkiin neljään suuntaan. Aukon leveys 22 cm.



Universal pehmeä istuin yhtenäisellä istuimella

Mukava, suljettu istuinpinta, kun alapesutoimintaa ei tarvita



Kova selkäosa

Kova selkäosa tarjoaa vaihtoehdon vakiokireydellä säädettävälle kangas-selkänojalle, kun tarvitaan kiinteämpää tukea pystyemmän asennon saavuttamiseksi. Helppo puhdistaa.



Käsitukien pehmusteet 2.0 UUSI!

Uusi muotoilu tarjoaa paremman tuen ja mukavuuden käyttäjälle (ei XL-käsinojiin).



XL selkäosa

Suurentaa käsinojen välistä leveyttä 80 mm. Voidaan asentaa jälkikäteen tavallisiin Ocean Ergo - malleihin



Käsitukien levennyssarja

Leventää käsitukien väliä 40 mm molemmilta puolilta. Voidaan asentaa jälkikäteen tavallisiin Ocean Ergo - malleihin (ei XL-selkäosaan)



Pehmeä selkäosan lisätyyny


Voidaan käyttää myös istuimen kokonaisleveyden ja -syvyyden pienentämiseen, mikä helpottaa pienempien käyttäjien asemointia. Päällinen voidaan pestä +60 asteessa.



Comfort selkäosa

Vaihtoehto tavalliselle selkänojalle pehmeämmän tuntuksella materiaalilla, lisää mukavuutta.

Turvallisuus



Etutukitanko 2.0 UUSI!

Lisää varmuutta ja turvallisuutta.



Käsitukien turvalukitus

Lukitsee käistuet vertikaaliseen tai horisontaaliseen asentoon.



Kaatumisesteet eteen ja taakse

Lisää turvallisuutta sekä vakautta edessä ja takana.



Tilt-Stop kallistuksen estomekanismi UUSI!

Lisää turvallisuutta henkilöille jotka pitää nostaa tuoliin/ tuolista. Kallistuksen estoruuvit estävät runkoa kallistumasta/ pitävät vaakasuorassa.

Asentotuet



Turvavyöt Pehmeästä materiaalista valmistettu leveä pehmus- tettu turvavyö, jossa yksi-vetoinen solki. Voidaan käyttää lantion yli tai lisäksi rinnan poikki asennon ja turvallisuuden vuoksi. Helppo kiinnittää. Konepestävä.




Sivutuet vartalolle

Kolme eri korkeudensäätö vaihtoehtoa selkäosaputkissa Leveät lateraalituet voidaan syvyysäättää mukavuuden ja tehokkaan paineen jakautumisen parantamiseksi.



Ergonominen päätuen pidike UUSI!

Tarjoaa monisuuntaisen säädön korjaamaan tai mukautumaan monimutkaisempiin pään/kaulan asennon säätötarpeisiin. Ei sis. pehmustetta/päätukea



Ergonominen päätuiki ja niskatuiki

Tarjoavat poikkeuksellisen hyvän pään asennon hallinnan. Kuvassa niskatuiki.

WC-käynnit



Kulmasäädettävät jalkatuet jalkalautoilla

Sekä korkeuden että kulmansäätö. Muotoiltu pehmuste lisää asentovaihtoehtoja ja mukavuutta. Sisältää jalkatuen niille, joiden on ehkä nostettava alaraajaansa lääketieteellisistä syistä tai mukavuussyistä.



Amputaatiotuki / reisituki ei sis. jalkatukea



Roiskesuoja

Helppo kiinnittää. Käytetään vakioistuimen, pehmeän istuimen ja pienen pehmeän istuimen kanssa.



Alusastia

Ergonominen kahvan ansiosta astia on helppo irrottaa ja vaihtaa. Sisältää integroidun kannenpidikkeen, joten kansi ei mene hukkaan käytön aikana.

Jokainen Ocean Ergo suihkutuoli on kustomoitavissa

Ocean Ergo -suihkutuolivalikoimamme voidaan räätälöidä moneen tarpeeseen. Yksinkertaisilla säädöillä tai lisäämällä helposti asennettavia lisävarusteitamme. Jokainen suihkutuolimme on modulaarinen ja monipuolisempi kuin koskaan ennen.



Ocean Ergo

Perustason
avustajan liikutettava
pienipyöräinen malli



Ocean Ergo XL

Perustason avustajan liikutettava
pienipyöräinen malli suuremmalla
max. käyttäjäpainolla



Ocean 24'' Ergo

Perustason
itseliikuttava malli
24" kelauspyörillä



Ocean 24'' Ergo XL

Ocean 24'' Ergo XL
Perustason itseliikuttava malli
24" kelauspyörillä ja
suuremmalla max.
käyttäjällä



Ocean VIP Ergo

Kallistettava malli
lisä- istuin- ja asentotuella



Ocean Dual VIP Ergo

Kallistettava malli
lisä- istuin- ja asentotuella, jossa
sekä istuimen että selkäosan
kallistus

Yhteensopivuus

Useimmat lisävarusteet ovat yhteensopivia kaikkien Ocean Ergo -mallien kanssa.

✓ Yhteensopiva
 ✗ Ei yhteensopiva
 + Sisältyy toimitukseen

	Tuotenumero	Ocean Ergo	Ocean 24" Ergo	Ocean Ergo XL	Ocean 24" Ergo XL	Ocean VIP Ergo	Ocean Dual VIP Ergo
Pehmeä istuin, hygienia-aukolla (Standard)	802490018	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Kansi, pehmeä istuin (Standard)	802490019	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Pehmeä istuin, pieni	802490020	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Kansi, pehmeä istuin, pieni	802490021	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Roiskesuoja	802490022	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Pehmeä istuin yhtenäinen (Universal)	802490023	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Extra pehmeä istuin	820001507	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Istuinpehmuste, käännettävä, edestä tai takaa avoin	820001508	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Etutukitanko 2.0	820006649	✓	✓	✗	✗	✓	✓
Etutukitanko 2.0 XL (vain käsitukien 2.0 kanssa)	820006650	✗	✗	✓	✓	✗	✗
Etutukitanko XL (vain vanhojen käsitukien kanssa)	820001539	✗	✗	✓	✓	✗	✗
Lantio-/rintavyö	820001511	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Lantiovyö	820001512	✓	✓	✓	✓	✓	✓
XL selkäosa 2.0	802490024	✓	✓	+	+	✗	✗
Kova selkäosa	820001580	✓	✓	✗	✗	✓	✓
Pehmeä selkäosatyyppi "kavennustyyppi"	820001582	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Käsituen pehmuste 2.0 (vain käsitukien 2.0 kanssa)	820006717	✓	✓	✓	✓	✓	✓
XL käsituet / käsitukien levennyssarja	820001510	✓	✓	✓	✓	✓	✓
XL Käsitukien lukitus ylä- tai ala-asentoon	820001515	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Käsitukien lukitus ylä- tai ala-asentoon 2.0. (käsituet 2.0 kanssa)	820006714	✓	✓	✓	✓	✓	✓
24" Kelauspyörät (pari)	820001517	✓	+	✓	+	✗	✗
Reisi-/amputaatiotuki oikea	820001519	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Reisi-/amputaatiotuki vasen	820001518	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Kulmasäädettävä jalkatuki reisuella, oikea	820001523	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Kulmasäädettävä jalkatuki reisuella, vasen	820001522	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Vartalogit oik/vas	820001536	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Ergonominen päätuen pidike	820006744	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Ergonominen päätuki (ilman kiinnikkeitä)	820001532	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Ergonominen niskatuki (ilman kiinnikkeitä)	820001533	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Alusastia kahvalla ja kannella	820001537	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Alusastian pidikkeet	802490025	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Kaatumisesteet eteen ja taakse VIP Ergo & Dual VIP Ergo	802490026	✗	✗	✗	✗	✓	✓
Kaatumiseste eteen Ergo	802490027	✓	✓	✓	✓	✗	✗
Comfort selkäosa VIP Ergo	802490028	✗	✗	✗	✗	✓	✓
Comfort selkäosa Ergo	802490029	✓	✓	✗	✗	✗	✗
Comfort selkäosa Ergo XL	802490030	✗	✗	✓	✓	✗	✗
Tilt-stop ruuviseti	820006745	✗	✗	✗	✗	✓	✓

Tel: +41 61 487 70 70
 hqeuropa@invacare.com
 www.invacare.eu.com

Invacare International GmbH
 Benkenstrasse 260
 4108 Witterswil
 Switzerland

