



AQUATEC®

OceanErgo

Uudistettu modulaaristen suihkutuolien valikoima



Ensiluokkaisia ratkaisuja henkilökohtaiseen hygieniaan

Ergonominen, monipuolinen ja helppo liikutella



Yes, you can.®

Entistä monipuolisempia ja **ergonomisempia uudistuksia**

Uudistettu Aquatec Ocean Ergo -suihkutuoli-sarjamme on suunniteltu helpottamaan WC- ja suihkukäyntejä

Ocean Ergo tarjoaa ratkaisun lähes jokaiselle perus, avustajan työnnettävästä, pienipyöräisestä suihkutuilista, itsekelattavaan ja kallistettavaan suihkutuolettiin. Suunnittelutavoitteemme yhteistyössä johtavien terapeutien kanssa keskittyivät ergonomiaan sekä potilaiden elämäntapaan ja hyvinvointiin.

Jokainen Ocean Ergo -malli on varustettu uusilla ominaisuuksilla turvallisuuden, käyttömukavuuden ja paremman tuen saavuttamiseksi.

Olipa henkilökohtainen hygienia itsenäistä tai hoitaja-avusteista, jokainen erittäin modulaarinen suihkutuoletimme tarjoaa toimivan ratkaisun.

Kallistettavissa malleissa lisätukea antavia istuinratkaisuja

Ocean VIP Ergon ja Ocean Dual VIP Ergon istuimen kallistuskulma on -5 ° -40 ° ja integroitu painonsiirtomekanismi varmistaa optimaalisen vakauden pienillä kokonaismoitoilla.

Ocean Dual VIP Ergo on monikäyttöinen sekä istuin että selkäosan että kallistuksen ansiosta, joka mahdollistaa istuimen ja selkänojan kulman avautumisen 5 ° ja 35 ° :n välillä. Säättäminen on yksinkertain tasaista kevyen rungon ansiosta.

5° - 35°



UUSIA ominaisuuksia

Parannetut uudet käsituet

- > Uudet käsituet lisäävät tukea ja mukavuutta parannetun lepoasennon ja pehmeämmän pinnan ansiosta. Uusi käsitukien leveämpi muotoilu antaa paremman tuen kädelle. Käsituissa on myös helppokäyttöinen integroitu turvalukitusjärjestelmä. Uusiin käsituikiin lisävarusteena saatavana myös uusi etutukitanko.



Matalampi istuinkorkeus

- > Uusissa Ocean Ergoissa on uusi laajentunut istuinkorkeuden säätöalue. Uusi korkeudensäätö on suunniteltu edistämään turvallisia ja itsenäisiä siirtymisiä. Istuinkorkeutta voidaan laskea pienemmille henkilöille sopivaksi. Korkein istuinkorkeus pysyy samana, mutta matalin istuinkorkeus on 35 mm alempi.



Tilt stop -toiminto

- > Uutena ominaisuutena Tilt Stop kallistuksen pysäytystoiminto, joka estää tuolin kallistumista eteenpäin 0°:n yli. Tämä varmistaa, että runko pysyy vaakasuorassa maahan nähden ja helpottaa siirtymisiä.



Ergonominen pääntuen pidike

- > Moniakselisäädöillä varustettu uusi ergonominen pääntuen pidike antaa erinomaisen asentotuen pään ja kaulan alueelle. (säätö leuka ylös / leuka alas). Säädöt ovat nopeita ja helppoja integroitua kiinnitysruuveja kääntämällä. Työkaluja ei tarvita.





Innovatiivinen ergonominen istuin



- > Käyttäjälähtöinen design ohjaa suorempaan istuma-asentoon, mikä lisää mukavuutta ja itsenäisyyttä.
- > Suunniteltu käyttäjien takapuolien istuinjalkien perusteella
- > 5° istuinkallistus nostaa polvia luonnolliseen WC-käynteihin tarvittavaan kyykkyasentoon.
- > Siirtymisuet edessä auttavat asettumaan mukavaan istuma-asentoon.

Monipuolisesti konfiguroitava



- > Saatavana laaja valikoima istuinasettoa-, wc-käyntejä ja istumista tukevia lisävarusteita, joita voidaan käyttää tukemaan monenlaisia tilanteita ja asentotarpeita.

Erittäin vakaa



- > Parannettu vakaus ja ruostumatonta teräs-runko lisää turvallisuutta ja vakautta.

Helppo liikutella



- > Pieni, kompakti kokonaismitta ja optimoitu akseliväli tekevät Ocean Ergoista helpon ohjata pienissä tiloissa.
- > Helppo purkaa, kuljettaa ja varastoida.

Esittelyssä viimeisin **Ocean** Ergo valikoima

Tutustu koko valikoimaan sekä erityistarpeisiin suunniteltuihin lisävarusteisiin:



Ocean Ergo

Perustason avustajan liikuteltava pienipyöräinen malli



Ocean Ergo XL

Perustason avustajan liikuteltava pienipyöräinen malli suuremmalla max. käyttäjäpainolla



Ocean 24" Ergo

Perustason itseliikuteltava malli 24" kelauspyörillä



Ocean 24" Ergo XL

Perustason itseliikuteltava malli 24" kelauspyörillä ja suuremmalla max. käyttäjäpainolla



Ocean VIP Ergo

Kallistettava malli lisä-istuin- ja asentotuella



Ocean Dual VIP Ergo

Kallistettava malli lisäistuin- ja asentotuella, jossa sekä istuimen että selkäosan kallistus

Tekniset tiedot

Lisätietoja tuotteista sekä tuotteiden käyttöoppaat www.campmobility.fi



Istuinleveys ▼



Istuinsyvyys ▼



Kokonais-
leveys ▼



Kokonais-
syvyys ▼



Leveys käsikien
välissä ▼

Ocean Ergo	480 mm	480 mm	565 mm	905 mm	475 mm
Ocean Ergo XL	480 mm	480 mm	645 mm	905 mm	555 mm
Ocean 24" Ergo	480 mm	480 mm	670 mm	1050 mm	475 mm
Ocean 24" Ergo XL	480 mm	480 mm	670 mm	1050 mm	555 mm
Ocean VIP Ergo	480 mm	480 mm	565 mm	1000 mm	475 mm
Ocean Dual VIP Ergo	480 mm	480 mm	565 mm	1000 mm	475 mm



Istuinkulman
kallistus ▼



Selkäosan
kallistus ▼



Paino ▼



Max. paino-
kapasiteetti ▼



Istuinkorkeus
taka/etu ▼

Ocean Ergo	-	-	17 kg	150 kg	44-60 / 49,8-65,8 cm
Ocean Ergo XL	-	-	18 kg	180 kg	44-60 / 49,8-65,8 cm
Ocean 24" Ergo	-	-	23 kg	150 kg	44-60 / 49,8-65,8 cm
Ocean 24" Ergo XL	-	-	24 kg	180 kg	47,5-60 / 53,3-65,8 cm
Ocean VIP Ergo	-5° - 40°	-	23,5 kg	150 kg	47,5-60 / 53,3-65,8 cm
Ocean Dual VIP Ergo	-5° - 40°	5° - 35°	28,3 kg	150 kg	47,5-60 / 53,3-65,8 cm

Valkoinen

Runkoväri

Tel: +41 61 487 70 70
hqeuropa@invacare.com
www.invacare.eu.com

Invacare International GmbH
 Benkenstrasse 260
 4108 Witterswil
 Switzerland



Yes, you can.®