

Suihkutuoli PLUO

Mukavuutta ja turvallisuutta arkeen



Suunniteltu arjen helpottamiseen

Pluo on moderni ja käytännöllinen suihkutuoli, joka helpottaa peseytymistä ja liikkumista kylpyhuoneessa. Ergonominen muotoilu ja pehmeät PU-istuin- ja selkäosat tarjoavat miellyttävän käyttökokemuksen. Hygieeniset materiaalit ovat helppohoitoisia ja kestävät päivittäistä käyttöä.

Pluo yhdistää mukavuuden, hygienian ja turvallisuuden – luotettava ratkaisu peseytymisen tueksi kotona ja hoivaympäristöissä.



Käyttöalueet

Pluo on suunniteltu henkilöille, joilla on liikkumisrajoitteita tai jotka tarvitsevat tukea peseytymisen aikana. Tuoli soveltuu sisäkäyttöön kylpyhuoneessa sekä kuljetukseen kylpyhuoneeseen ja takaisin.

Enimmäiskäyttäjäpaino on 150 kg.

Pienipyöräinen

5" pyörillä varustettu malli, jossa on korkeussäätö ja jonka käyttöön tarvitaan avustaja.

Sopiva istuinkorkeus

mahdollistaa tuolin asettamisen useimpien standardi-WC-istuinten päälle.

Turvallisuus

Pluo-suihkutuolissa on tehokkaat erilliset jarrut jokaiselle pyörälle.



Lisävarusteet

Pluo-suihikutuoliin on saatavilla monipuolisia lisävarusteita, joiden avulla tuoli voidaan mukauttaa käyttäjän tarpeisiin. Näin varmistetaan optimaalinen tuki ja käytön helppous erilaisissa tilanteissa.



Istuinkorkeuden säätö



Säädettävä päätuki



Ylävartalovyö (saatavana myös turvaliivi)



PU-selkäosa



PU-istuin



Geeli-istuin



Sivutuki



Etutuki

Tekniset tiedot

	Pluo pienipyöräinen
Käyttäjän enimmäispaino	150 kg
Kokonaispituus	1035 mm
Kokonaisleveys	600 mm
Mitat K x L x P taitettuna	1035x570x570 mm
Jalkatuen korkeus ja kulma (säädetty)	90-105-120 mm 4° - 7° - 9°
Istuinkorkeus	515 mm*
Istuimen syvyys	450 mm
Istuimen leveys	480 mm
Selkäosan yläosa lattiasta	920 mm
Käsituen ja istuimen välinen etäisyys	225 mm
Kokonaismassa	9,7 kg
Etupyörän halkaisija	125 mm
Takapyörän halkaisija	125 mm

* korkeussäädettävä malli: 51/54/57/60 cm

Materiaalit ja rakenne

- Istuin ja selkäosa: PU, pehmeä ja helppo puhdistaa
- Runko: korroosionkestävä alumiini
- Pyörät: kääntyvät, jarrulliset

Puhdistus

- Puhdistus: kostealla liinalla, mieto saippua
- Desinfiointi: kestää 85 °C max 3 min

Käyttöikä

- Odotettu käyttöikä: 5 vuotta



- Tuote on CE-merkitty lääkinnällinen laite ja täyttää lääkinnällisten laitteiden asetuksen (MDR) 2017/745/EC vaatimukset





Support for Better Life

Everyone should be able to live their life to the fullest, regardless of their mobility challenges. With innovative solutions developed in close collaboration with healthcare professionals and patients, we strive to provide Support for Better Life.



Asiakaspalvelu:
09-350 76 310
info@campmobility.fi

Varaosat:
09-350 76 312
varaosat@campmobility.fi

Huolto:
09-350 76 313
huolto@campmobility.fi