

AQUATEC®

Pico



Modulaarinen suihkujakkara / suihkutuoli



Modulaarisen konseptin ja korkeussäädettävyyden ansiosta **Aquatec Pico** on helposti mukautettavissa henkilökohtaisiin tarpeisiin. Kevyen, ruostesuojatun suihkutuolin kokoaminen onnistuu nopeasti ja helposti ilman työkaluja. Lisäksi tuote tekee vaikutuksen poikkeuksellisella kantavuudellaan.

Suuri painokapasiteetti

Maksimikuormitus 160 kg

Hygienia-aukko eteen tai taakse

Suuri hygieniasyvennys joko eteen tai taakse selkänöjan puolta vaihtamalla.



Ominaisuudet ja optiot



Aquatec Pico

Suihkujakkara



Aquatec Pico

Suihkujakkara käsituilla



Aquatec Pico

Suihkutuoli selkätuella

Tekniset tiedot

Saat kattavammat ennakkomyyntitiedot tästä tuotteesta, mukaan lukien tuotteen käyttöohjeet, paikalliselta www.campmobility.fi verkkosivustolta.


	Istuinkorkeus	Istuinleveys	Istuinsyvyys	Kokonaisleveys	Kokonaissyvyys	Leveys käsitukien välissä	Suihkujakkaran Paino	Suihkutuolin Paino
Pico	425 - 575 mm	430 mm	420 mm	575 mm	520 mm	430 mm	3,2 / 4,1* kg	4 / 4,8 ¹ kg

	Max. käyttäjä-paino		Kumitulpan halkaisija
	160 kg		80 mm

1. käsinojilla

Väri

White



Tel: +41 61 487 70 70
hqeuropa@invacare.com
www.invacare.eu.com

Invacare International GmbH
 Benkenstrasse 260
 4108 Witterswil
 Switzerland





© 2018 Invacare International GmbH. All rights reserved. All information quoted is believed to be correct at time of print. Invacare reserves the right to alter product specifications without prior consultation. Pico - EU - 10/2018



Yes, you can.®