

AQUATEC®

Pico



Modular duschpall / duschstol



Aquatec Pico

- Enkel att anpassa från pall till stol
- Fyra olika konfigurationer
- Struktur på sits för bra halkskydd
- Sits med hygienurtag som kan vändas bakåt eller framåt efter behov
- Höjdjusterbara ben
- Stora doppskor ger trygghet
- Enkel montering, inga verktyg behövs
- max brukarvikt 160 kg



Pico




Pico med armstöd

Pico med ryggstöd

Tekniska data

Ytterligare information om denna produkt och dess tillbehör, så som t.ex. manualer finns på vår hemsida, www.invacare.se

Artikelnummer	Aquatec Pico
Duschpall	9.20.001
Duschpall med armstöd	9.21.001
Duschstol med ryggstöd	9.23.001
Duschstol komplett	9.22.001
Ryggstöd separat	16469
Armstöd separat, par	16468
Mått	
Sittbredd	430 mm (A)
Sittdjup	420 mm (B)
Sitthöjd	425 - 575 mm (C)
Totalbredd	575 mm (D)
Totaldjup	520 mm (E)
Totalhöjd	825 - 975 mm (F)
Höjd till armstöd	605 - 755 mm (G)
Bredd mellan armstöden	430 mm (H)
Bredd, hygienurtag	180 mm
Djup, hygienurtag	145 mm
Höjdjustering, gradering	25 mm
Gummitassar	80 mm
Övrig info	
Vikt, duschpall	3,0 kg
Vikt, duschpall med armstöd	4,1 kg
Vikt, duschstol med ryggstöd	4,0 kg
Vikt, duschstol komplett	4,8 kg
Max brukarvikt	160 kg!
Färg	Vit



80 mm

Kundservice: 08-761 70 90 | Invacare AB
Fax 08-761 81 08 | Box 66 - 163 91 Spånga
sweden@invacare.com | Sweden
www.invacare.se



Yes, you can.®

