



REHASENSE
more than mobility

Back Up



Rehasense® Back Up suihkutuolit ja -jakkarat

Back Up suihkujakkarat ovat alumiinisia, ruostumattomaksi pulvelimaalattuja, korkeussäädettäviä suihkujakkaroita. Saatavana pinottava, kiinteä versio tai pidemmälle ulottuvilla knock-down käsinojilla, joissa pieni toimituskoko. Knock-down-versio toimitetaan aina selkäosan kanssa. Kiinteään versioon vakiona ilman selkäosaa (lisävaruste). Saatavana joko edestä avoimella tai yhtenäisellä istuimella. Kaikissa jakkaroissa on korkeussää-

dettävät jalat ja 1 hienosäätöjalka. Istuin 40 x 37 cm. Käsitukien väli 42 cm. Istuinkorkeus: 44-64 cm. Sopii siis pitkällekin käyttäjälle. Kokonaismitat 56 x 53 x 80-100 cm. Väri: harmaa-valkoinen. Tilauksesta myös musta-hopea. Max.150 kg.

CAMP
MOBILITY

Ominaisuudet



Kiinteärunkoinen vakiona ilman selkäosaa (selkäosa lisävarusteena) Saatavana edestä avoimella avoimella hygieniapistuimella tai yhtenäisellä istuimella. Tilauksesta myös musta-hopea.



Knock-down versio toimitetaan aina selkäosan kanssa. Saatavana edestä avoimella hygieniapistuimella tai kiinteällä istuimella. Tilauksesta myös musta-hopea.



Knockdown-versio kätevässä toimituskoossa!
Kuljetusmitat vain 50 x 45 x 40 cm. Paino n. 7 kg.



Hienosäätöjalka

Viimeistelee tukevan ja tasaisen istumapaikannan kylpyhuoneessa. Putket 26 mm sisäputki 20 mm



Korkeussäädettävä

8 portainen korkeussäätö 25 mm välein 44-64 cm. Kumitulpat pitävät tuolin tukevasti paikallaan liukkaallakin pinnalla.

Tekniset tiedot



Istuinleveys
40 cm



Istuinsyvyys
37 cm



Kokonaisleveys
56 cm



Istuinkorkeus
44-64 cm



Käsinojen väli
42 cm



harmaa-vaalea



musta-hopea



Kokonaiskorkeus
selkänojan kanssa
44-64 cm



Paino 4,9 kg
+ selkäosa 1,9 kg



Max.käyttäjäpaino
150 kg



Valmistaja:
Rehasense Sp.z o.o.
Sulejowska 45
97-300 Piotrków Trybunalski
Poland
www.rehasense.com

Pidätämme itsellämme oikeuden muuttaa tarvittaessa tässä esitteessä ilmoitettuja tuotespesifikaatioita.
Camp Mobility © 2020

Rajoitettu 2 v. takuu valmistusvirheille.

Kaikki Rehasense kävelytelineet ovat testattu ja hyväksytyt ISO 11199-2:2005 laatustandardin mukaisesti, ovat CE-merkittyjä ja täyttävät lääkinnällisten laitteiden EU direktiivin 93/42/EEC -vaatimukset.