

AQUATEC®

Dot



Suurta tukea pienessä tilassa



Aquatec **Dot** suihkutuoli on oikea valinta, jos kylpyhuoneessa ja / tai suihkussa on rajoitetusti tilaa. Dot suihkutuoli vakuuttaa mukavalla istuimellaan, joka on helppo puhdistaa joka puolelta, sekä uudella ja raikkaalla muotoilulla. Jakkara on erittäin kevyt ja siinä on erittäin helpposäätöinen istuinkorkeus. Kumijalkojen ansiosta se on vakaa sekä suihkussa että sen ulkopuolella.

- Erittäin helppokäyttöinen 7 portainen istumakorkeuden säätö 40 cm: stä 55 cm: iin
- Erittäin kevyt: paino 1,65 kg
- Kokoaminen ilman työkaluja ja erittäin helppo puhdistaa
- Ehdottomasti korroosiovapaa - kokonaan muovia
- Suuri max.käyttäjäpaino: 135 kg



Ominaisuudet ja optiot



Moderni muoto

Mukava istuin - sekä ylä että alapinta helppo puhdistaa



Kumijalat

Varmistaa tukevan jalustan suihkussa ja sen ulkopuolella.



Korkeudensäätö

Intuiitiivinen käyttö

Tekniset tiedot

Löydät kattavampia tietoja tuotteesta, mukaan lukien tuotteen käyttöopas, paikalliselta Invacare-jälleenmyyjän verkkosivustolta.

	Aquatec Dot
Suihkutuoli 1 kpl pakkaus	802370015
Suihkutuoli 2 kpl pakkaus- jälleenmyyntipakkaus	
Istuinleveys	343 mm
Istuinsyvyys	213 mm
Istuinkorkeus	400 - 550 mm
Kokonaisleveys	365 mm
Kokonaissyvyys	365 mm
Kokonaiskorkeus	400 - 550 mm
Kuormituskapasiteetti	135 kg
Paino	1,65 kg
Väri	Harmaa

Myynti Suomessa:
Camp Mobility
Patamäenkatu 5
33900 Tampere
Finland
p: +358 09 350 76 310
info@campmobility.fi
www.campmobility.fi

Tel: +41 61 487 70 70
hqeurope@invacare.com
www.invacare.eu.com

Invacare International GmbH
Benkenstrasse 260
4108 Witterswil
Switzerland

