



Yes, you can.®

AQUATEC®

Galaxy



Kokoontaitettava suihkutuoli Aquatec Galaxy Max. 100 kg

Aquatec **Galaxy** kokoontaitettava suihkutuoli, on suunniteltu vaikka matkalle mukaan otettavaksi ja autossa kuljetettavaksi. Galaxy on kokoontaitettava, korkeussäädettävä suihkutuoli kiinteillä käsituilla ja joustavalla selkäosalla. Saatavana sekä edestä avoimella että yhtenäisellä istuimella.

Galaxyssa on korroosiosuojatut, korkeussäädettävät jalat, joissa (FlexiFoot) kumitulpat pitävät tuolin paikallaan liukkaillakin pinnoilla ja kompensoivat korkeuseroja jopa 10 mm. Max.käyttäjäpaino 100 kg.

CAMP
MOBILITY

Ominaisuudet:

Kevyt ja kokoontaitettava:

- Edestä avoin tai yhtenäinen istuinosa
- Kokoontaitettava
- Max kuormitus 100 kg.
- Materiaali ruostesuojattu jauhemaalattu teräs + Polypropyleeni muoviosat
- Korkeussäädettävät jalat (ilman työkaluja)
- Kiinteät käsinojat
- Voidaan autoklaavata 80°C (max. 10 min)

Vaihtoehdot



Edestä avoimella istuinosaalla



Yhtenäisellä istuinosaalla




Tekniset tiedot

Tuotenumerot	
Aquatec Galaxy edestä avoin istuin, selkä- ja käsituet	802420010
Aquatec Galaxy yhtenäinen istuin, selkä- ja käsituet	802420011
Mittatiedot	Galaxy
Istuinleveys	400 mm (A)
Istuinsyvyys	345 mm (B)
Istuinkorkeus	470-620 mm (C)
Kokonaisleveys	580 mm (D)
Kokonaisvyvyys	460 mm (E)
Kokonaiskorkeus	840-990 mm (F)
Korkeudensäätö	25 mm välein
Korkeus käsituikiin	670-780 mm (G)
Käsitukien väli	510 mm (H)
Hygieni-aukon leveys	130 mm
Hygieni-aukon syvyys	140 mm

Lisätiedot

Paino	7,5 kg
Max. kuormitus	100 kg

Aquatec **Galaxy**



Valkoinen
Sininen tehosteväri



Valmistaja:
Invacare International Sàrl
Route de Cité-Ouest 2 - 1196
Gland Switzerland
Tel: +41 (0)22 354 60 10
Fax: +41 (0)22 354 60 11
hqeurope@invacare.com
www.invacare.eu.com