



17 cm



43 cm

37 cm

Mått:Sittbredd **40 cm**Sittdjup **31 cm**Totalbredd **53 cm**Höjd **68–83 cm**Sit höjd **41–56 cm**Vikt **2 kg**Max.bjukarvikt **190 kg****Prima duschstol**

Gordon Ellis & Co Prima duschstol är en modulär duschpall. Stolen kan användas som endast duschpall, duschpall med armstöd eller duschpall med både armstöd och ryggstöd. Varje del låses på plats utan verktyg.

Stolens ryggstöd är utformat för att ge ett mer bekvämt stöd för användaren. Stolen är tillverkad i aluminium, så det är lätt och rostfri.

Produkten är tvättbar i maskin 85° C.

Bekväm transportstorlek 43 x 37 x 17 cm med handtag. Vikt 2 kg.

Tillverkare:
Gordon Ellis & Co
Trent Lane Castle Donington Derby DE74
2PY, England p. +444 1332 810504
www.gordonellishealthcare.co.uk

Vi förbehåller oss rätten att ändra produkt-
information utan föregående meddelande.
© 2020 Camp Mobility Finland