



17 cm



43 cm

37 cm

Prima suihkujakkara

Mittatiedot:

Istuinleveys **40 cm**Istuinsyvyys **31 cm**Konaisleveys **53 cm**Korkeus **68–83 cm**Istuinkorkeus **41–56 cm**Paino **2 kg**Max.kuormitus **190 kg**

Gordon Ellis & Co Prima suihkutuoili on modulaarinen suihkujakkara, joka voidaan varustaa käyttäjän tarpeita vastaavaksi. Tuolia voi käyttää vain suihkujakkarana, käsituellisena suihkujakkarana tai suihkujakkarana, jossa on käsituet ja selkätuki.

Jokainen osa lukittuu paikalleen ilman työkaluja. Tuolin selkäosa on muotoiltu, jolloin se antaa mukavamman tuen käyttäjälle. Runko on valmistettu alumiinista, jonka ansiosta jakkara on kevyt ja ruostumaton. Korkeussäädettävien jalkojen päissä on kumitulpat, jotka tarjoavat hyvän pidon märällä alustalla. Rei'ät tulppien alaosissa estävät veden kertymisen niiden sisälle. Tuote on pestävissä koneellisesti 85° C:ssa. Pieni kuljetuskoko 43 x 37 x 17 cm kahvallinen kantolaatikko. Paino 2 kg. Max.190 kg.

Valmistaja:
Gordon Ellis & Co
Trent Lane Castle Donington Derby DE74
2PY, England p. +444 1332 810504
www.gordonellishealthcare.co.uk

Pidätämme itsellämme oikeuden muuttaa
tarvittaessa tässä esitteessä ilmoitettuja
tuotespesifikaatioita.
© 2020 Camp Mobility Finland