

# Pesutaso, sähköinen XL

## Sähköisellä korkeuden säädöllä



# Sähköisesti säädettävä pesutaso

Sähköisesti korkeussäädettävässä pesutasossa on myös selkäosan kulmansäätö kaasujousella 30° asteen kulmaan. Suunta- ja keskuslukittavat pyörät, alaslaskettavat sivulaidat ja kulmien törmäyssuojat tekevät tästä pesutasosta erinomaisen niin koti- kuin laitoshoidossa tehtävään perushygienian hoitoon.

Pesutason korkeutta säädetään käsiohjaimella välillä 51-91 cm. Se on helppo tyhjentää käytön jälkeen lattiaan ulottuvalla poistoletkulla, ja patja on helposti puhdistettavissa ja desinfioitavissa.



## Käyttöaiheet:

- liikuntarajoitteiset potilaat, jotka ovat lähes täysin liikkumattomia ja täysin riippuvaisia muiden avusta.
- potilaan maksimipaino 250 kg
- potilaan pituus 120-190 cm

---

## Suurempi patja-alusta ja käyttäjäpaino

190x80 cm patja-alusta ja 250 kg maksimikäyttäjäpaino mahdollistavat käytön suuremmille käyttäjille.

Sähköinen korkeudensäätö ja pehmeästi liikkuvat pyörät parantavat hoitohenkilökunnan käyttömukavuutta.



# Tekniset tiedot

Patja-alustan leveys	80 cm
Patja-alustan pituus	191 cm
Ulkoleveys (reunakaiteineen)	94 cm
Ulkopituus (reunakaiteineen)	205 cm
Patja-alustan vähimmäiskorkeus	51 cm
Patja-alustan enimmäiskorkeus	91 cm
Max. käyttäjäpaino	250 kg
Suurin sallittu kuorma	300 kg
Pesutason paino	120 kg
Pyörät	Ø 150 mm
Jarrut	Keskuslukitus
Pesuveden lämpötila max.	85°



## Materiaalit ja rakenne

- Runko: jauhemaalattu teräsputki
- Väri (runko): valkoinen

## Puhdistus ja desinfiointi

- Pesutaso on puhdistettava ja desinfioitava jokaisen käytön jälkeen.
- Puhdistus vedellä ja tavallisilla pesu- ja desinfiointiaineilla, jotka voidaan levittää kostealla liinalla, tai pestä vesisuihkulla.
- Älä käytä liuottimia, valkaisuaineita tai hankaavia materiaaleja.

## Valmistaja: TIMO d.o.o.

Ajdovščina, Pod letališčem 5,  
5270 Ajdovščina – Slovenia  
info@timo.si  
+386 (0) 5/36 89 330



- Tuote on CE-merkitty lääkinällinen laite ja täyttää lääkinällisten laitteiden asetuksen (MDR) 2017/745/EC vaatimukset

## Support for Better Life

Everyone should be able to live their life to the fullest, regardless of their mobility challenges. With innovative solutions developed in close collaboration with healthcare professionals and patients, we strive to provide Support for Better Life.

Pidätämme itsellämme oikeuden muuttaa tarvittaessa tässä kuvastossa ilmoitettuja tuotespesifikaatioita.  
© Camp Mobility 2026



Asiakaspalvelu:  
09-350 76 310  
info@campmobility.fi

Varaosat:  
09-350 76 312  
varaosat@campmobility.fi

Huolto:  
09-350 76 313  
huolto@campmobility.fi