



Erittäin alas laskettavat makuualusta ja sivulaidat helpottavat siirtymisiä pesutasolle ja siitä pois.



SEERS Medical Hydrauliset pesutasot

Seers Medical **pesutasot** ovat korkealaatuisia, brittiläisiä pesutasoja, jotka on suunniteltu henkilön hygienian hoitoon sekä siirtoihin pesutiloihin ja takaisin. Helposti liikutettavissa pesutasoissa on **uusi beige** vaahтомуovipehmustein PVC-makuualusta (190 x , suunta- ja keskuslukittavat pyörät ja alaskäännettävät sivulaidat, jotka helpottavat potilaan siirtämistä.

Pesutasoissa on laaja korkeudensäätöalue 41-94 cm, joka mahdollistaa helpot siirtymiset potilaalle sekä

hoitohenkilökunnan ergonomisen työskentelykorkeuden. Max.240 kg.

Suomessa myytävä malli, **ST7700** hydraulisella korkeudensäädöllä, toimii jalkapedaalilla.

Ominaisuudet

**Alaslaskettavat
päädyt**
ja pääty-
pehmusteet

**PVC-
pehmusteet**
+ päätyynny

**Runkoon integroitu
poistovesiputki** ja
loiva kallistus helpottavat
veden poistumista.

**Alaslaskettavat
päädyt ja sivulaidat:**

**Säädettävä
korkeus**
41-94 cm
jalkapedaalilla
(hydraulinen)

**Alaslaskettavat
sivulaidat**
ja sivulaitojen
pehmusteet

**Keskuslukittavat
ja suuntalukittavat
pyörät**

Törmäyssuojat
voidaan irrottaa, jolloin
leveys vain 65 cm

Tekniset tiedot



74 cm
(65 cm ilman
törmäyspyöriä)



195 cm



41 cm




94 cm



240 kg

Värit ja materiaalit

Täyttää direktiivin MDD93/42 ja
60601-laatustandardin vaatimukset



Valkoinen
ruostumaton teräs



Vaalea beige
PVC-pehmuste

SEERS MEDICAL
Kenton Road
Debenham
Suffolk, IP14 6LA
Great Britain / UK
+44 (0) 1728 861 590
info@seersmedical.com
www.seersmedical.com

Pidätämme itsellämme oikeuden
muuttaa tarvittaessa tässä esitteessä
ilmoitettuja tuotespesifikaatioita.
© 2023 Camp Mobility Finland