

hi-riser

Vankka mutta ohut

Hi-Riser on sähkökäyttöinen seinään kiinnitettävä hoitotaso, joka sopii lapsille ja aikuisille 200 kg asti. Vankasta rakenteestaan huolimatta Hi-Riserin ohut muotoilu varmistaa, että se sopii helposti useimpiin käyttöympäristöihin..

Helppoja siirtoja

Hi-Riser on suunniteltu siten, että sitä voidaan käyttää useimpien henkilö- tai katonostimien kanssa. Ainutlaatuinen turvasivukaide kätkeytyy alas, mikä helpottaa siirtymistä pyörätuolista ja suihku- tai wc-tuolista. Hi-Riserissa on myös vaikuttava 600 mm:n nostoalue.

Optiot

Ymmärrämme, että jokainen tarve on erilainen, minkä vuoksi Hi-riseria on saatavana 7 eri kokoa, jotka sopivat pienistä lapsista aikuisiin. Hi-Riser on saatavana pulvelirimaalatulla rungolla kuiviin olosuhteisiin tai ruostumattomasta teräksestä valmistetulla rungolla kosteisiin tiloihin.

Tekniset tiedot

Sähkökäyttöinen


Seinä ja lattiakiinnitys

Seinäkiinnikkeet sis. toimitukseen

Max. kuormitus 200 kg

Laaja säätöalue 600 mm

Vankka rakenne ja
ohut muotoilu
vaikuttavalla 600 mm:n
nostoalueella saatavana
7 eri kokoa





Avainominaisuudet:



Pulverimaalattu kerman väriinen runko kuiviin käyttöolosuhteisiin.



Ruostumaton teräs runko märkätiloihin



Sivulle ja alas taittuva sivulaita




Voidaan taittaa seinälle kun tuotetta ei käytetä





Pulveri- maalattu	Ruostu- maton teräs	Koot	Makuualustan Mitat			Nosto- alue	Seinä- runkon Leveys	Seinä- runkon Syvyys	Seinä- runkon Korkeus	Sivu- laidan Korkeus	Leveys kokoon- taitettuna	Max Käyttäjä- paino	Tuotteen Paino
			Pit mm	Lev mm	Kork mm								
						Kork mm	A mm	B mm	C mm	Y mm	S mm	kg	kg
3041	3051	1	1200	550	875	400 - 1000	700	110	1550	165	305	200	80
3042	3052	2	1300	550	875	400 - 1000	700	110	1550	165	305	200	82
3043	3053	3	1400	600	925	400 - 1000	700	110	1550	165	305	200	84
3044	3054	4	1500	600	925	400 - 1000	700	110	1550	165	305	200	86
3045	3055	5	1600	650	975	400 - 1000	700	110	1550	165	305	200	88
3046	3056	6	1700	650	975	400 - 1000	700	110	1550	165	305	200	90
3047	3057	7	1800	650	975	400 - 1000	700	110	1550	165	305	200	92

Kaikki tekniset tiedot ja piirustukset saatavilla pyynnöstä.

väri- vaihtoehdot



Just Värivalikoima - vinyyliä

 ocean blue	 rouge	 gingersnap	 marigold	 eden
 cobalt	 candy pink	 cool blue	 cherry blossom	 lilac
 sea green	 citrus green	 greyfriar	 jasmine white	

Myynti Suomessa:

email info@campmobility.fi
website www.campmobility.fi

Camp Scandinavia Oy / Camp Mobility

Patamäenkatu 5, 33900 Tampere
FINLAND

Valmistaja:



email info@smirthwaite.co.uk
website www.smirthwaite.co.uk

Smirthwaite Ltd

16 Wentworth Road, Heathfield,
Newton Abbot, Devon TQ12 6TL, UK