

# WC-nostin Aerolet Diagonal



## WC-nostin Aerolet Diagonal, kallistava max. 150 kg / XXL 250 kg

**Aerolet WC-nostimet** on helposti WC-istuimen päälle asennettava wc-nostimia, jonka avulla liikuntarajoitteiset käyttäjät voivat käyttää wc:tä itsenäisesti, turvallisesti ja vaivattomasti. WC-nostin on ihanteellinen henkilöille, joilla on vaikeuksia nousta ylös ja istua. (esim. MS, osteotomia, nivelreuma, lonkkaproteesi, sydänongelmia, ylipaino). Lisäksi Aerolet vähentää myös hoitajien fyysisistä taakkaa WC-istuimelle siirtotilanteissa.

**Aerolet Diagonal** on kallistuva malli, jossa WC-istuin kallistuu noston aikana diagonaalisesti. Korkeudensäätö alue 43-110cm.

Saatavana myös XXL koko (max. 250 kg) bariatrisille potilaille ja pystyynnostava ns. perusmalli **Aerolet Vertical (150 kg)**, jossa WC-istuin ei kallistu noston aikana sekä suihkunostin **Aerolet VE-SH (125 kg/150 kg)**, joko vertikaalisesti tai diagonaalisesti nousevalla suihkuistuimella.

Kysy lisää ja pyydä tarjous WC-nostimiin erikoistuneilta myyjiltämme

## Ominaisuuksia ja optioita



**Käsi-/kauko-ohjain**




**Aerolet Diagonal 150 kg**  
nostaa diagonaalisesti 43-110 cm korkeudelle



**Aerolet Diagonal Bariatric 250 kg**  
Saatavana myös XXL-malli max. 250 kg



**Litium-ioni Akku 24 V**




**Aeroletia ohjataan käsituessa olevalla painikkeella** tai käsiohjaimella / kaukosäätimellä (LI) tai suuohjaimella (LI)  
Kysy myös muita lisävarusteita.



**Aerolet Diagonal suihkunostin 150 kg**  
Saatavana myös suihkuun asennettava suihkunostin diagonal (150 kg) tai suoraan nostava malli (125 kg).

## Tekniset tiedot

Mittatiedot	Standard (ST)	Bariatric (BA)	Shower (SH)
Leveys	67,5 cm	67,5 cm	54 cm
Käsitukien leveys	65-70 cm	65-70 cm	65-70 cm
Syvyys	58 cm	58 cm	56 cm
Käsitukien syvyys	68 cm	68 cm	68 cm
Minimi korkeus	n. 43 cm	n. 43 cm	n. 46 cm
Max. korkeus (kun WC istuin korkeus 40 / 46 / 50 cm)	n. 100 / 106 / 110 cm	n. 100 / 106 / 110 cm (koko I)	n. 103 / 107 cm (koko 1)
Käsitukien korkeus (WC istuin korkeus 40 / 46 / 50 cm)	63-89 / 69-95 / 77-99 cm	63-89 / 69-95 / 73-99 cm	69-95 / 73-99 cm
Max. kuormitus	150 Kg (330 lbs)	250 Kg (550 lbs)	150 Kg (330 lbs)
Virtajännite	24v/100-230v - 3.9A	24v/100-230v-3.9A	24v/230v-3.9A
Virtajohdon pituus	275 cm	275 cm	275 cm
Materiaali	Ruostumaton teräs / korkealaatuinen teräs, Epoksi- ja katodinen sähköpinnoite, ABS-PMMA kansi ja muoviosat		
Väri	Valkoinen	Valkoinen	Valkoinen
Takuu	24 kk	24 kk	24 kk



Economic Holland B.V.  
Frankfurtstraat 37  
1175 RH Lijnden  
The Netherlands  
Tel.: + 31-20-497 77 71  
Fax: + 31-20-497 74 91  
info@economic-holland.nl  
www.economic-holland.nl



**150 KG**  
**250 KG**

Pidätämme itsellämme oikeuden muuttaa tarvittaessa tässä esitteessä ilmoitettuja tuotespesifikaatioita.  
© 2022 Camp Mobility Finland