



GORDON
ELLIS
& CO

Big John 380 kg



Big John XXL-WC-istuimen korottaja 380 kg

Gordon&Ellis Big John XXL-wc-istuin tarjoaa paljon enemmän mukavuutta kaikille, jotka pitävät tavallista wc-istuinta epä-mukavana. Tavallisesti WC-istuin on noin 35 cm leveä, mutta Big Johnin leveys onn. 50 cm. Se on myös hieman korkeampi kuin tavallinen istuin, sen korotus on 3,8 cm.

Big John istuimen voi asentaa lähes mihin tahansa wc-istuimeen: Irrota olemassa oleva istuin ja kiinnitä Big John tavalliseen tapaan WC-pöntön läpi kahdella mukana toimitettavalla ruostumattomalla pultilla.

Big Johnissa on alapinnalla tukevat kumipuskurit, jotka luovat vakaan istuima-asennon. Valmistettu korkeakiiltoisesta viimeistellystä PP-muovista. Sisältää yhteensopivan kannen. Saatavana joko yhtenäisellä tai edestä avoimella istuimella.

Voidaan autoklaavata / pestä koneellisesti +85°C.

Mitat: 490 x 490 x 79 mm

Max. 380 kg.

CAMP[®]
MOBILITY

Ominaisuudet:



Istuimen alapinnalla kumistopparit,
jotka takaavat istuinosan paikallaan pysymisen.
Tukevat PP-helat ja helppo kiinnitys.





Kansi kuuluu tilaukseen

**Saatavana joko yhtenäisellä tai
edestä avoimella istuimella**



Tekniset tiedot



+85°C
Voidaan pestä
koneellisesti

MAX
380 KG

(mitat senttimetreinä)

**GORDON
ELLIS
& CO**

GORDON ELLIS & CO
Trent Lane Castle Donington
Derby DE74 2AT England
T: +44 (0)1332 810 504
F: +44 (0)1332 850 830
E: enquiries@gordonellis.co.uk
www.gordonellis.com

Pidätämme itsellämme
oikeuden muuttaa tarvittaessa
tässä esitteessä ilmoitettuja
tuotespesifikaatioita.
© 2020 Camp Mobility Finland

CAMP
MOBILITY

www.campmobility.fi

Asiakaspalvelu
+358(0)9 350 76 310
info@campmobility.fi
Varaosapalvelu
+358(0)9 350 76 312
varaosat@campmobility.fi