



GORDON
ELLIS
& CO

Serenity



Serenity WC-istuimen korottajat 220 kg

Gordon&Ellis **Serenity** wc-istuimen korottajat helpottavat istumista ja nousua wc-istuimelta. Ne on suunniteltu näyttämään tavalliselta wc-istuimelta, sileät reunat, piilotetut helat ja kiiltävä pinta on helppo puhdistaa. Saatavana 3 korkeutta **5 cm, 10 cm** ja **15 cm ilman kantta**. Kansi myydään erikseen erityistilauksesta lisävarusteena. Serenityssä on säädettävät kiinnikkeet, joilla istuimen

kiinnitys ja irrotus on helppoa ja korottaja on mahdollista ottaa vaikka matkalle mukaan.

Voidaan autoklaavata / pestä koneellisesti +85°C.

Mitat: 38 x 40 cm.

Max. kuormitus 220 kg.

CAMP[®]
MOBILITY

Ominaisuudet:



Kevennys edessä ja takana

Tukevat PP-helat ja helppo kiinnitys. Aukon mitat n. 21 x 26 cm.

Materiaali PP-muovia

Sileä, helposti puhdistettava Polypropyleeni muovi voidaan pestä koneellisesti -85°C.

Kolme korkeutta

Saatavana 5 cm 10 cm tai 15 cm korkea

Lisävarusteet



Kansi


Voidaan asentaa jälkikäteen. Tilattavissa erikseen erityis-tilauksesta.



DERBY P-GUARD Roiskesuoja

Estää roiskeita ja vahinkoja. P-Guard: ssa on kaksi osaa: pehmeä muovikuppi ja kiinnike, jonka avulla kuppi voidaan sijoittaa, taivuttaa tai irrottaa. Kiinnitä Serenity-istuimeen tai mukana toimitetulla liimatarralla tavalliseen wc-istuimeen.

Tekniset tiedot



GORDON ELLIS & CO
Trent Lane Castle Donington
Derby DE74 2AT England
T: +44 (0)1332 810 504
F: +44 (0)1332 850 830
E: enquiries@gordonellis.co.uk
www.gordonellis.com

Pidätämme itsellämme oikeuden muuttaa tarvittaessa tässä esitteessä ilmoitettuja tuotespesifikaatioita.
© 2020 Camp Mobility Finland

