

WC-korottaja

Aquatec 90 000



Ergonomiaa ja helppoutta

Aquatec 90 000 on suunniteltu vaativampienkin potilaiden tarpeisiin niin hoitolaitoksissa kuin kotonakin.

Suurempien istuinkorkeuksien lisäksi, wc-korottajassa on sileät pyöreät muodot, jotka on helppo puhdistaa. Suurempi hygienia-aukko helpottaa henkilökohtaisen hygienian hoitoa ja tekee WC-käynneistä miellyttävämpiä.

Korottaja on helppo asentaa ja irroittaa WC-istuimesta. Saatavilla käsituilla tai ilman, ja käsituet voidaan asentaa myös jälkikäteen.

Käyttöaiheet:

- liikuntakyvyn rajoitukset (esim jalat ja/tai lonkat) tai
- tilaspäisten tai pysyvien rajoitteiden aiheuttamat tasapaino-ongelmat seisomaan noustessa tai kävellessä



Saatavilla 3 eri korkeutta

2, 6 ja 10 cm korottajat erilaisiin tarpeisiin.



2cm korkea korottaja
käsituilla



6cm korkea korottaja
käsituilla

Irrotettavat käsituet

Kaikki korkeudet saatavana käsituilla tai ilman. Käsitukien irrotus onnistuu helposti kääntämällä punaisia vipuja taaksepäin.



Tekniset tiedot

Enimmäiskuormitus	150 kg
Korkeus	2/6/10 cm (riippuen mallista)
Istuinleveys	36,5 cm
Istuinsyvyys	39 cm
Kokonaisleveys käsitukien kanssa	54 cm
Kokonaissyvyys	47,5 cm
Leveys käsitukien välissä	45 cm
Hygienia-aukon leveys	20,5 cm
Hygienia-aukon syvyys	27,5 cm
Paino käsituilla/ilman	2 cm: 3,6 / 2,1 kg 6 cm: 4,0 / 2,5 kg 10 cm: 4,4 / 2,9 kg
WC-pöntön pultinreikien välinen etäisyys:	13,5-17,5 cm



Materiaalit ja rakenne

- Polypropeeni
- Kaikki tuotteen osat ovat korroosionkestäviä eivätkä sisällä luonnonkumilateksia
- Väri: valkoinen

Puhdistus

- Puhdista tuote puuhkimällä kaikki helppopääsyiset pinnat. Kuivaa osat liinalla.
- Desinfioi kaikki esillä olevat pinnat pyyhkimällä. Käytä tavallista kotitalouden desinfiointiainetta ja anna ilmakeivua.



- Tuote on CE-merkitty lääkinnällinen laite ja täyttää lääkinnällisten laitteiden asetuksen (MDR) 2017/745/EC vaatimukset



Support for Better Life

Everyone should be able to live their life to the fullest, regardless of their mobility challenges. With innovative solutions developed in close collaboration with healthcare professionals and patients, we strive to provide Support for Better Life.



Asiakaspalvelu:
09-350 76 310
info@campmobility.fi

Varaosat:
09-350 76 312
varaosat@campmobility.fi

Huolto:
09-350 76 313
huolto@campmobility.fi