



Täyttää
IEC 60601-2-52
vaatimukset



WC-korottaja Aquatec 90 000

Aquatec 90 000 on suunniteltu vaativampienkin potilaiden tarpeisiin hoitolaitoksissa tai kotona. Suurempien istuinkorkeuksien lisäksi, wc-korottajassa on sileät pyöreät muodot, jotka on helppo puhdistaa sekä helppo asentaa tai irrottaa wc-istuimesta.

Käyttö- ja puhdistusohje:

Asetetaan wc-istuimen päälle ja säädetään istuimeen sopivaksi. Puhdistus neutraalilla tai miedosti emäksisellä pintapuhdistusaineella (Ph 7-9). Voidaan desinfioida pyyhkimällä alkoholipitoisella desinfiointiaineella (esim. etanoli 70%). Lue tarkemmat ohjeet käyttöoppaasta.

AQUATEC**Yes, you can.®**



Helppo asentaa:

Käsitukien irrotus kestää vain hetken; käännä vain punaiset vivut taaksepäin. Kääntövivut ovat erittäin kestävä eivätkä katoa helposti.

Suurempi hygienia-aukko:

Suurempi hygienia-aukko helpottaa henkilökohtaisen hygienian hoitoa.

Ominaisuuksia



Aquatec 90000

2 cm korkea istuin käsituilla.



Aquatec 90000

6 cm korkea istuin käsituilla.



Aquatec 90000

Kaikki korkeudet saatavana käsituilla tai ilman käsitukia. Käsituet voidaan myös asentaa jälkikäteen.

Tekniset tiedot



Aquatec 90000 2 / 6 / 10 cm
(riippuen mallista)



36,5 cm



39 cm



21 / 25 / 29 cm
(riippuen mallista)



54 cm



47,5 cm



Aquatec 90000 47 cm



20,5 cm



27,5 cm



käsituilla / ilman
4,4 kg 2,8 kg 10 cm
4,0 kg 2,6 kg 6 cm
3,6 kg 2,4 kg 2 cm



150 kg

Värit ja materiaalit



Valkoinen

Valmistaja: Invacare Rea AB
Växjövägen 303, 343 71 Diö, Ruotsi
p. +46 476 535 00

Valmistaja pidättää itsellään oikeuden
muuttaa tarvittaessa tässä esitteessä
ilmoitettuja tuotespesifikaatioita.

© 2015 Camp Mobility Finland