



Yes, you can.®

Invacare® | **Finesse H304**




Täyttää  
IEC 60601-2-52  
vaatimukset



### WC-korottaja Invacare® Finesse H304

Invacare® Finesse WC-korottaja nostaa wc-istuimen korkeutta 90 mm. Finessen materiaali on pehmeä ja ihoystävällinen. Sopii useimpiin wc-istuimiin helposti ja pysyy paikallaan turvallisesti. Asennukseen ei tarvita työkaluja. Suuri hygienia-aukko ja syvennys edessä helpottaa henkilökohtaista hygieniaa. Ei kantta. Väri: Valkoinen. Tilauksesta myös sininen.



Mittatiedot	Finesse H304
Leveys A / kokonaisleveys D	385 / 400 mm
Syvyys B / kokonaissyvyys F	430 / 435 mm
Korkeus C / kokonaiskorkeus G	90 / 135 mm
Aukon leveys H	225 mm
Aukon syvyys I	275 mm
Väri	Valkoinen
Paino	2,2 kg
Max.kuormitus	150 kg