

Täyttää
EN ISO 60601-2-52
ja EN 50637
laatustandardien
vaatimukset.



Winnocare Kalin lasten kotihoitosängy on uudistunut

Winnocare **Kalin** -lasten kotihoitosängy on tarkoitettu 125-145 cm pitkille käyttäjille. Sängyssä on vakiona täysipitkät alaslaskettavat puusivulaidat ja erityisesti julkiseen terveydenhuoltoon tarkoitettavat helposti puhdistettavat vaaleat tammipaneelipäädät. Alaslaskettavat metallisivulaidat, koristealapaneeli tai jalkapedaalilla toimiva keskuslukitus, uudistettu kohottautumisteline, patja ja sivulaidan pehmuste lisävarusteena tai optiona.

Kalin täyttää EN ISO 60601-2-52 ja viimeisimmän EN 50637 turvallisuusstandardin vaatimukset. Sängyssä on 3-toiminen makuualusta (80 x 160 cm), kulmansäädettävät selkäosa (70°) ja

jalkaosat (reisikulma 42° manuaalisesti säädettävä polvikulma 14,5°) ja sähkösäätöinen korkeudensäätö 30-76cm, yksittäin tai keskuslukittavat ø100 mm pyörät ja lukittava käsiohjain ja käsiohjainkotelo, joka varmistaa sängyn turvallisen käytön.

Kalin -sängy on varustettu turvallisilla LINAK IP54 -moottoreilla. Selkäosan CPR-hätälaskutoiminto on saatavana lisävarusteena, mutta suosittelemme sen tilaamista jo tehdastoimituksena. Maksimikuormitus 115 kg. Max. käyttäjäpaino 70 kg. Takuu 5 vuotta mekaniikka, elektroniikka ja käsiohjain, muut osat 2 vuotta.

CAMP[®]
MOBILITY

Ominaisuuksia



**Ylösnostettava
sähköstätöinen
selkäosa ja jalkaosa**



Seinästoppari vakiona



**Uudistettu kohtautumisteline
(lisävaruste)**



Puusivulaidat vakiona

puupäädyt ja täyspitkillä puusivulaidoilla
koristealaneeli lisävarusteena
(ei keskuslukittavaan malliin)



**Lukittava suojattu käsiohjainkotelo ja
käsiohjaimen näppäinvalikko**

Tekniset tiedot



Kokonaisleveys
800 mm



Sisäleveys
637 mm




Kokonaispituus
1700 mm



Sisäpituus
1600 mm



Korkeudensäätö
300-770 mm



Patja-alustan
mitat
526-470-520x637 mm



Selkäosankulma
70°



Reisikulma
42°



Sääriosankulma
14,5°



Max. käyttäjäpaino
70 kg
Max. kuormitus
115 kg



RAL 7030
sängynrunko ja
sivulaidat



Lindberg Oak
-päätypaneelit

WINCARE
g r o u p

Valmistaja: WinnCare Group
104, Avenue Albert 1er
Immeuble les passerelles
92 500 Rueil-Malmaison, France
p +33 (0)4 66 02 15 15
winnCare.com

CAMP
MOBILITY

www.campmobility.fi

Patamäenkatu 5
33900 Tampere
+358(0)9 350 76 310
info@campmobility.fi