

Terapiarattaat



Istuinjärjestelmä
ja runko



Terapiarattaat kääntyvällä
etupyörällä



Polkupyörän perävaunu

JOSI-Wismi terapiarattaat ja polkupyörän perävaunu – retkelle, matkalle ja maastoon – jalan tai polkupyörällä

John GmbH **JOSI-Wismi** lasten terapiarattaat ovat moneen eri käyttöön tarkoitettuja lasten terapiarattaat suurilla takarenkaililla ja yhdellä etupyörällä. Jousitetut takapyörät kulkevat kevyesti myös epätasaisessa maastossa, lumessa, retkellä ja pidemmälläkin matkalla. JOSI-Wismiä voidaan käyttää myös juoksurattaina ja polkupyörävaununa poistamalla etupyörä.

Saatavana kokonaan pehmustetut terapiarattaat istuinjärjestelmällä tai kevyempi alusta/runko+istuinjärjestelmä -versio. JOSI-Wismin voi muuntaa myös polkupyörän perävaunuksi. Kolme kokoa S, M ja L. 3 iloisia väri vaihtoehtoa. Erikoistilauksesta myös muita värejä. Max. käyttäjäpaino 85 kg.

Saatavana kattava valikoima lisävarusteita mm. adaptereilla muunnettavat istuinkallistus 35°, auton turvaistuINVALMIUS ja polkupyörän perävaunu kiinnikkeet, kääntyvä etupyörä, kuomu, erilaisia turvavöitä, pinnasuojia sekä jalka- ja sivutuet. Lue lisää www.johngmbh.com.



Jousitetut pyörät



Juoksurattaat

Terapiarattaat

Polkupyörän perävaunu



JOSI-Wismi


- monikäyttöiset terapiarattaat/ istuinjärjestelmä+runko/ pyörävaunu
- säädettävä istuinjärjestelmä
- 5-piste-turvavyö
- adapterilla istuinkallistus 35°
- asennon asemointi keskelle



Kokoontaitettava

Integroitu istuinjärjestelmä

- Säädettävä päätuki
- Rintakehätuuet / sivutuuet
- Säädettävä haarakiila
- Säädettävä putkireunus ja istuinleveys
- Säädettävä jalkatuki
- Irrotettava 5-pisteturvavyö
- Päällismateriaalit: hengittävä Spacer ja Nylon



Lisätoimintoja adaptoreilla ja lisävarusteilla

- Asennuslevyllä istuimen kallistus 35°
- Asennuslevyllä kiinteä istuinkulma 6° tai 18°
- Vetovarrella muunto pyörävaunuksi
- Istuinkallistus käsiohjaimesta
- Muuntuva selkäosan päällinen, jossa tuplavetoketju
- Erilaisia adaptoreita istuinjärjestelmille ja auton turvaistuimille (Carseat Pro)





“Riippumatta siitä liikunko kadulla, kaupungissa tai maastossa - jalan tai polkupyörällä - istuimella tai ilman - JOSI-Wismi muuntuu oikeanlaiseksi kumppaniksi aina tarpeen mukaan.”

JOSI-Wismi
www.johngmbh.com


Kuvissa mukana lisävarusteita



JOSI-Wismi terapiarattaat



JOSI-Wismi runko ja istuinjärjestelmä



Lisävarusteet



Integroitu istuinjärjestelmä
+ jalkatuet



Kaatumisesteet
sivulle käännettävät, sis.
kallistustuki



Asennuslevyt ja adapterit
kallistus jopa 35°
kiinteä istuinkulma
6° tai 18°



Irrotettava hoitolaukku




Kääntyvä etupyörä
puhkeamaton rengas



Vetovarsi
polkupyörään kiinnitystä varten
+ lisäturvavarja

Tekniset tiedot

Koko	S	M	L
Leveys (B)	79 cm	79 cm	79 cm
Pituus (L)	156 cm	167 cm	178 cm
Korkeus (H)	111 cm	111 cm	121 cm
Sisäleveys (I)	47 cm	47 cm	47 cm
Kuljetusmitat	68x67x62cm	68x67x62cm	68x71x64 cm
Max.kuormitus	85 kg	85 kg	85 kg
Paino	16 kg	17 kg	19,5 kg
Takarenkaat	20"	20"	20"



Väri vaihtoehdot



Mansikka
/harmaa



Lime
/harmaa



Merensininen
/harmaa



Muut tilausväri-
vaihtoehdot

John GmbH
Ziddelrasen 1b
D-99830 Treffurt, Germany
Tel: +49 36923 8388-0
info@johnmbh.com
www.john.com

Pidätämme itsellämme
oikeuden muuttaa tarvit-
taessa tässä esitteessä
ilmoitettuja tuotespesifikaatioita.

© 2019 Camp Mobility Finland

