



New!

GottaGo

Toilet Time Made Easy,
Home and Away

Family Freedom

firefly GottaGo

Täydellinen perheille kotona ja matkalla

GottaGo on innovatiivinen, kompakti, kannettava wc -istuin, joka tarjoaa lapsellesi johdonmukaisuutta, joka tarvitaan menestyksekkääseen kuivaksi opetteluun.

Suunniteltu aktiivisia perheitä ajatellen, voit mennä minne haluat ja kuinka kauas tahansa. Mukava, tyylikäs wc -istuin, jota voidaan käyttää sekä kotona että matkalla. Jalustaa voidaan käyttää myös GoTo-istuimen kanssa.

Mukana siisti kuljetusreppu ja wc -koulutusopas, .

- 1 Kevyt ja tukeva
- 2 Voidaan käyttää jalallisena WC-korottajana WC-istuimen päällä
- 3 Sisäänvedettävät jalat helpottavat kokoontaittamista, säilyttämistä ja eri korkeusasetuksia
- 4 Mukava halauksenmuotoinen istuvuus ja lämpimät kosketusmateriaalit lisäävät mukavuutta





GottaGo:n ainutlaatuinen kyykkyasento tekee pottailusta helpompaa

GottaGo on suunniteltu pitämään lapsesi eteenpäin kallistuvassa syvässä kyykkyasennossa. Tämän luonnollisen asennon ansiosta virtsarakkoa ja suolistoa hallitsevat lihakset voivat rentoutua, mikä helpottaa lapsen wc -käyntiä.

- 1 Polvet lantion yläpuolella, tuetut jalat hieman polvien takana
- 2 Tukee reisiä, ja jakaa painetta, mitkä parantavat käyttömukavuutta
- 3 Säädettävät selkä- ja sivutuet parantavat kyykkyasentoa ja käyttömukavuutta, jotta wc-käynti onnistuu paremmin

Wilson

“**GottaGo** ja sen ainutlaatuinen koulutusopas ovat muuttaneet Wilsonia - se on vapauttanut meidät vaipoista ja laksatiiveista itsenäisyyteen ja vapauteen.”

Amy, Wilsonin äiti.

Katso Wilsonin tarina YouTubesta.



Pottatreeniopas

GottaGo:n mukana tulee ainutlaatuinen wc -koulutusopas, jonka kokenut kliininen tiimimme on räätälöinyt. Istuimen rinnalla opas tukee ja motivoi sekä sinua että lastasi matkalla itsenäisiin wc-käynteihin.

Lataa sivulta fireflyfriends.com tai
scannaa QR-koodi



Koko-opas

GottaGo vakiovarusteena on valitsemasi istuinkoko, jalusta, potta ja reppu.

Istuin

	koko 1	koko 2
Ikä	2-5 v	4-9 v
Lantion leveys	22.5cm	27 cm
Minimi istuinsyvyys*	22 cm	29 cm
Selkäosan kallistus (eteenpäin)	8°	25°
Reisikulma (horisontaalista)	40°	40°
Selkäosan korkeus	24cm	36cm
Paino (istuin+jalusta)	5.8 kg	6.1 kg

Jalusta

Kokoontaitettuna	51 x 56 x 19 cm / 20 x 22 x 7.5in
Leveys x syvyys lattiatasolla	59.8 x 52 cm/ 23.5 x 20.4 in (at max height)
Max.käyttäjäpaino	30 kg
Korkeus (istuimen matalimpaan kohtaan)	1 – 30cm/11.8 in 2 – 46cm/18 in 3 – 53cm/ 20.9 in

*Pojille on suositeltavaa valita suurempi koko, jotta ne täyttävät istuimen vähimmäissyvyysmitat.

FireflyFriends Ltd.
19 Ballinderry Road
Lisburn BT28 2SA
Northern Ireland

(+44) 28 9267 8879
hello@fireflyfriends.com

fireflyfriends.com



LS931-01