



# GoTo

## Firefly GoTo -istuin

– voi kiinnittää lähes mihin tahansa tuoliin

*Firefly GoTo* 1–3 / 3-8-vuotiaille lapsille (15 kg / 30 kg) tarkoitettu erittäin kevyt, matala istuin, joka on helppo kuljettaa mukana matkoilla ja retkillä. Soveltuu käytettäväksi esim. ostoskärryissä, keinussa tai ruokapöydän tuolissa. Perheiltä ja terapeuteilta saatujen kommenttien ja ehdotusten pohjalta istuimen kehitystyötä on innolla jatkettu: tuessa on entistä enemmän säätömahdollisuuksia, kokoja, värejä ja päällystemateriaaleja.

**GoTo Vinyl** sopii kiireisille kotitalouksille, luokahuoneisiin ja terapiaan. Se on helppo puhdistaa, vedenkestävä, kestävä päällinen tekevät siitä täydellisen useille käyttäjille. Käyttäjien välillä tarvitsee vain pyyhkiä pinta desinfiointipyyhkeellä. Saatavana myös matkalle mukaan otettava kokoontaitettava GottaGo WC-istuin, joka helpottaa WC-käyntien opettelua.

**CAMP**<sup>®</sup>  
**MOBILITY**

## Ominaisuudet:



### Säädettävät niskatuet

Valitse Standard niskatuki tai Advanced niskatuki, joka tarjoaa enemmän sivuttais- tukea. Liukuu ylös ja alas ihanteelliselle korkeudelle.



### Säädettävät sivutuet

Korkealle, matalalle, leveälle tai kapealle säädettävät tuet antaa "rauhottavan halauksen"



### Kallistettava selkäosa

Uudessa ja parannetussa sitters- alustassa on 26 kallistusasentoa. Voit säätää täsmällisen tuen tason, jota vauvasi tarvitsee leikkiäkseen tai nокosten ajaksi.



### Painetta tasaava istuintyyppi

Muistivahto tieteellisesti todis- tetustijakaa painon tasaisesti, joten lapsi voi istua tuolissa pidempään.



### Kevyt ja kannettava

Kevyt, kannettava GoTo sopii erinomai- sesti ulosvietäväksi. Se taittuu täysin tasaiseksi, joten sen voi ottaa matkalle mukaan ja voidaan helposti säilyttää seuraavaa käyttöä varten.

### Tutkittu ja kehitetty

GoTo:ssa on nyt enemmän kokoja ja mukautuu lapsesi kasvun mukaan. GoTo:n voi valita säädettävät sivutuet, niska-/päätuki ja sittersialusta sekä painettatasaava istuintyyppi.

### Lukumattomia mahdollisuuksia...

Monikäyttöistä GoTo:ta voidaan käyttää istui- mena ostoskärryissä, lentokoneessa, keinussa, ruokaillessa, leikkimiseen ja lattialla istumiseen. Mahdollisuudet ovat rajattomat!

### Osallistuminen ja osallisuus

GoTo Seat edistää osallisuutta ja osallistumista jokapäiväiseen perhe-elämään. Se asettaa lapsesi keskipisteeseen ja antaa mahdollisuuden leikkiä lattialla kavereiden kanssa, nauttia piknikistä puis- tossa tai istua suosikkileluissa.

### UUTTA! GottaGo pottaistuin

Innovatiivinen mukaanotettava wc-istuin, joka helpottaa erityis- lasten wc-käynnin opettelua. Tukeva kyykkyasento ja säadet- tävä selkä-, sivuttais- ja jalkatuki Voidaan pakata helposti kuljetet- tavaan reppuun ja on helppo koota - GottaGo poistaa stressin matkoilta ja mahdollistaa per- heille johdonmukaisuuden, jotatarvitaan wc:ssä käynnin opetteluun. 1 runko, 2 istuin- kokoa.



GoTo  
1 ja 2



GoTo Vinyl  
1 ja 2



GottaGo  
1 ja 2

## Tekniset tiedot



Harmaa / + 2 eri turvavyö-/ pehmusteväriä



Navy+Blue / Purple+Pink



Vinyl: Red+Grey



Sopii lento-  
koneeseen



Säädettävä



Konepestävä



Lateksiton



Kevyt ja  
kuljetettava



Design with  
Cerebra



|                         | GoTo koko 1 | GoTo koko 2 | GottaGo 1  | GottaGo 2  |
|-------------------------|-------------|-------------|------------|------------|
| Lapsen ikä              | 1-3 vuotta  | 3-8 vuotta  | 2-5 vuotta | 4-9 vuotta |
| Max. käyttäjä-<br>paino | 15 kg       | 30 kg       | 30 kg      | 30 kg      |
| Olka-lantio-väli        | 35-39 cm    | 38-42 cm    |            |            |
| Rinnanympärys           | 57-65 cm    | 63-71 cm    |            |            |
| Lantionympärys          | 58-67 cm    | 64-73 cm    |            |            |
| Istuinsyvyys            | 17,5 cm     | 24,4 cm     | 22 cm      | 29 cm      |
| Leveys                  | 19-26 cm    | 21-30 cm    | 40 cm      | 40 cm      |
| Selkäosan<br>korkeus    | 38-54 cm    | 51-68 cm    | 24 cm      | 36 cm      |

Valmistaja:  
Fireflyfriends Ltd  
19c Ballinderry Road  
Lisburn BT28 2SA  
Northern Ireland  
T: (+44) 28 9267 8879  
E: hello@fireflyfriends.com



Pidätämme itsellämme oikeuden muuttaa tarvittaessa tässä esitteessä ilmoitettuja tuotespesifikaatioita.  
Camp Mobility © 2021



www.campmobility.fi

Asiakaspalvelu  
+358(0)9 350 76 310  
info@campmobility.fi  
Varaosapalvelu  
+358(0)9 350 76 312  
varaosat@campmobility.fi