

INGLESE - cod.220491 - 23/09/2022



ORMESA®
• MADE IN ITALY SINCE 1980 •

multifunction
Table



multifunction Table

Täydellinen Stabiliateetti.

Ormesan monitoimipöytä on suunniteltu harjoitteluun ja työskentelyyn sekä täydentämään muita laitteita, kuten terapiatuoleja ja/tai vauvantuoleja.

Leveä pöytälevy on ergonominen ja käytännöllinen manuaalisten toimintojen harjoitteluun, lukemiseen, jolloin käyttäjä voi tasapainottaa vartaloaan, mikä helpottaa yläraajojen toiminnallista käyttöä, pitää vakaan asennon, ja mahdollistaa laajan ja jäsennellyn näkymän tilaan, etäisyyksiin ja ympäristöön, joka ympäröi käyttäjää istuma-asennossa.

Monitoimipöytiä on saatavana kolme eri kokoa: pieni koko lapsille, keskikokoinen nuorille ja suuri koko aikuisille.

PRODUCT
MARKED 

MULTIFUNCTION TABLE ON LÄÄKINNÄLLINEN LAITE, JOKA TÄYTTÄÄ (EU) 2017/745 ASETUKSELLA MÄÄRITELLYT TURVALLISUUSVAATIMUKSET



Maksimi mukavuus

Kuljetus ja säilytys yhdellä liikkeellä

Uusi Design

Kevyt ja kokoontaitettava kuljetusta ja säilytystä varten. Sen pieni paino mahdollistaa suurimman koon kuljettamisen kuin salkkua.

Pöydässä on leveä pohja, joka mahdollistaa helpon pääsyn pyörätuoliin/vauvantuoliin. Jalat on valmistettu luistamattomasta materiaalista turvallisuuden lisäämiseksi.

Runko maalattu **myrkyttömällä epoksijauheella**, antioksidanttikäsittelyn jälkeen.



Funktionaalinen kanssi

Ormesan omaa designia

Ergonominen

Suuripintainen pöytälevy, jossa on sopivan muotoinen syvennys tukemaan käsivarsia ja helpottamaan pöydän lähelle pääsyä.

Valmistettu erittäin kestävästä materiaalista, helppo desinfioida ja hygieeninen. Ei teräviä reunoja, joka kerää ruokajäämiä.

Säädettävä kallistus turvajärjestelmällä, joka estää yläosan kaatumisen edestä.



Easily
sanitizable





Technical features



Korkeudensäätö

Yksinkertainen, luotettava ja tarkka säätöjärjestelmä: vipujen avulla voit helposti kiristää halutun korkeuden, ja sisäinen kitkajärjestelmä estää pöytälevyn tahattoman putoamisen.

Työkaluvapaa

Säädöt ilman työkaluja. Vipujen ansiosta, turvallinen ja helppokäyttöinen.



Kirjalaita ja kynäkouru

Käytännöllinen myös pöytälevy kallistettuna.




Koukut

Sivukoukkuihin voi ripustaa repun tai laukun.



Pöytä koot ja painot


	small	medium	large
A: pöytälevyn leveys	64 cm ~ 25,1 in	80 cm ~ 31,4 in	80 cm ~ 31,4 in
B: alustan leveys	63 cm ~ 24,8 in	80 cm ~ 31,4 in	80 cm ~ 31,4 in
C: kokonaispituus	54 cm ~ 21,2 in	61 cm ~ 24 in	61 cm ~ 24 in
D: korkeus (pöytä vaakatasossa)	44 - 57 cm ~ from 17,3 to 22,4 in	53 - 77 cm ~ 20,8 - 30,3 in	69 - 108 cm ~ 27,1 - 42,5 in
E: korkeus kokoontaitettuna	17 cm ~ 6,6 in	16 cm ~ 6,2 in	16 cm ~ 6,2 in
F: pituus kokoontaitettuna	84 cm ~ 33 in	104 cm ~ 40,9 in	120 cm ~ 47,2 in
G: kallistus (suositus)	0° - 60°	0° - 60°	0° - 60°
I: aukon leveys	38,3 cm ~ 15 in	42,4 cm ~ 16,6 in	42,4 cm ~ 16,6 in
L: aukon syvyys	16 cm ~ 6,2 in	14 cm ~ 5,5 in	14 cm ~ 5,5 in
H: käyttäjän pituus	75 - 90 cm ~ 29,5 - 35,4 in	85 - 120 cm ~ 33,4 - 47,2 in	115 - 170 cm ~ 45,2 - 66,9 in
Kokonaispaino	6,7 kg ~ 14,7 lb	8,2 kg ~ 18 lb	9,2 kg ~ 20,2 lb











CE complies with MDR (EU) 2017/745

COMPANY WITH
QUALITY SYSTEM
CERTIFIED BY DNV GL
= **ISO 13485** =

Ormesa srl - Via delle Industrie 6/8 | 06034 Foligno (PG) - ITALY
Tel. +39 0742 22927 | FAX +39 0742 22637 | info@ormesa.com

www.ormesa.com