



firefly



Scoot

Firefly SCOOT 4 in 1

Firefly **Scoot** on pienille lapsille (max. 22 kg) suunniteltu ajopeli, jossa on neljä toimintoa: konttaus/ryömintä, skoottaus, kelaus ja työntö. Scootin käyttö kehittää erityislapsen fyysisiä ja kognitiivisiä kykyjä.

Vakiomalliin sisältyy aina myös työntöaisa. Lisävarusteena korkeussäädettävä selkätuen pehmuste kuuluu toimitukseen vakiona. Helppo kasata. Ei erillisiä jarruja eli käytettävä tasaisella alustalla. Käyttö vain aikuisen valvonnassa.

CAMP[®]
MOBILITY

Ominaisuudet:



työntökahva vakiona



Advanced Backrest selkäosan pehmuste kuuluu toimitukseen




Korkeampi selkäosa antaa lisätukea



Mustat 9" umpikumirenkaat



Scootia voidaan käyttää sisällä ja ulkona tasaisilla alustoilla aikuisten valvonnassa. Eri kokoonpanot eri kognitiivisille kehitystasoille ja erilaisille aktiviteeteille Lapsi hyötyy Scootista, jos hän pystyy kannattelemaan omaa päätään.



Crawl = ryömintä



Scoot = potkuttelu



Push = työntö



Ride = kelaus



Useita eri konfiguraatioita



Ulkokäyttöön



Lateksiton



Design with Cerebra



Konepestävät pehmusteet



Level I-V GMFCS Terapiatasot

Tekniset tiedot



oranssi PU / mustat umpikumirenkaat
Punaiset, konepestävät pehmusteet

Scoot 4 in 1	Koko
Lapsen ikä	2-6 vuotta
Max. käyttäjäpaino	22 kg
Istuinalustan leveys	230 mm
Istuinalustan pituus	400 mm
Kokonaispituus (sis. työntötanko)	620 mm
Työntötangon korkeus	800-890 mm
Säädettävä Lantio-jalkalevy pituus (säärimita)	520-630 mm
Renkaiden koko	9" (230 mm)
Selkänojan leveys	260 mm
Selkänojan korkeus	300 mm
Selkänojan pehmusteen korkeus	420 mm
Selkänojan pehmusteen sivuttaisleveys	790 mm (min) 1010 mm (max)



Valmistaja:
Fireflyfriends Ltd
19c Ballinderry Road
Lisburn BT28 2SA
Northern Ireland
T: (+44) 28 9267 8879
E: hello@fireflyfriends.com



Pidätämme itsellämme oikeuden muuttaa tarvittaessa tässä esitteessä ilmoitettuja tuotespesifikaatioita.
Camp Mobility © 2021



www.campmobility.fi

Asiakaspalvelu
+358(0)9 350 76 310
info@campmobility.fi
Varaospalvelu
+358(0)9 350 76 312
varaosat@campmobility.fi