



# Splashy

## Firefly Splashy kylpyistuin

*Firefly Splashy* 1–8-vuotiaille lapsille (max. 30 kg) tarkoitettu erittäin kevyt, matala suihku-/ kylpyistuin, eli esim. kylpyammeessa lapsi pystyy istumaan kokonaan veden alla lämpimässä. Istuimessa kallistettava selkänöja, jossa 26 säätömahdollisuutta. Sisältää pehmeät, siirrettävät tukityynyt, joilla istuma-asennon saa mukavaksi.

Turvallisuuden tunnetta lisäävät 5-pistevyöt, joita voi käyttää myös 3-piste-vöinä lantiolla esimerkiksi pesutilanteissa.

HUOM valikoimassamme: 1 runkoväri: Turkoosi ja 2 pehmuste-/turvavyöväriä: pinkki tai lime.

Splashy Big: 1 runkoväri: sininen ja 2 pehmuste-/turvavyöväriä: pun tai vihreä.

Käytettävä tasaisella alustalla.

Käyttö vain aikuisen valvonnassa.

**CAMP**<sup>®</sup>  
**MOBILITY**



## Ominaisuudet:



### 5-pisteturvavyö

Voidaan käyttää myös 3-pistevyönä esim. pesutilanteissa



### Tukipehmusteet


4 irrotettavaa tukea käytettäväksi kaikkialla missä tukea tarvitaan (esim. niskatukena, pommelina tai selkätukena.) Tukipehmusteita voi ostaa myös erikseen.



### Kulmasäädettävä selkä



### Toimitukseen kuuluu "Aple" kylpyankka



### Lukumattomia mahdollisuuksia...

Splashy ei ole vain kylpy- tai suihkuistuin, sitä voidaan käyttää rannalla, uima-altaassa tai sotkuisissa leikkitoiminnoissa, jopa lumessa ja vesipuistoissa.

### Toimiva sittelialusta

26 kallistusvaihtoehdon ansiosta jopa teini-ikäiset, joilla on heikentynyt päänhallinta tai istuma-asento, voivat käyttää Splashyä. Valitse makuuasento, joka sopii lapsesi toimintaan - voit nopeasti ja helposti säätää asentoa rentoutumiseen tai pesuun.

### Mukava ja turvallinen

Splashyn lämmin kosketus, nopeasti kuivuva materiaali tuntuu pehmeältä riippumatta siitä, onko se märkä tai kuiva. Kaareava muoto tarjoaa mukavan ja tukevan istuma-asennon.

### Kasvaa lapsesi mukana

Valjaat ja pehmusteet on helppo kiinnittää, joten voit säätää Splashyn tukia lapsesi kasvaessa. Uudet alustan vakautusominaisuudet lisäävät vakautta myös kylpyammeen ulkopuolella käytettäessä.



Splashy



Vedenkestävä



Lateksiton



Nopeasti kuivuva materiaali



EVA-foam



Ulkokäyttöön



Kevyt

### Splashy Big

## Tekniset tiedot



HUOM:valikoimassa 8/2022 alkaen:  
1 runkoväri: turkoosi ja  
2 turvavyöväriä: pinkki tai lime.



Splashy Big: 1 runkoväri: sininen ja  
2 turvavyöväriä: punainen tai vihreä



Splashy	Splashy	Splashy Big
Lapsen ikä	<b>1-8 vuotta</b>	<b>8-16 vuotta</b>
Max. käyttäjäpaino	<b>30 kg</b>	<b>55 kg</b>
Istuinalustan leveys	<b>350 mm</b>	<b>450 mm</b>
Istuinalustan syvyys	<b>300 mm</b>	<b>400 mm</b>
Selkänojan leveys	<b>385 mm</b>	<b>450 mm</b>
Selkänojan korkeus	<b>610 mm</b>	<b>720 mm</b>
Sittelialustan leveys	<b>420 mm</b>	<b>420 mm</b>
Sittelialustan korkeus	<b>630 mm</b>	<b>630 mm</b>
Selkänojan kulmansäätö	<b>106° - 140°</b>	<b>106° - 140°</b>



Valmistaja:  
Fireflyfriends Ltd  
19c Ballinderry Road  
Lisburn BT28 2SA  
Northern Ireland  
T: (+44) 28 9267 8879  
E: hello@fireflyfriends.com



Pidätämme itsellämme oikeuden muuttaa tarvittaessa tässä esitteessä ilmoitettuja tuotespesifikaatioita.  
Camp Mobility © 2022