



Upsee


Firefly Upsee pystyasennontuki

Firefly Upsee on aikuisen kiinnitettävä tukiliivi ja sandaalit joka mahdollistaa lapselle kokemuksen pystyasennosta. Upsee harjoittaa lasta kannattamaan painoaan omilla jaloillaan. Tukea voi käyttää leikeissä sekä kodin arkiaskareissa. Upsee jättää "taluttajan" sekä "talutettavan" kätet vapaiksi.

Upseen avulla moni lapsi on päässyt tutustumaan elinympäristöönsä ihan uudesta näkökulmasta. Tukiliivin mukana tulee erikoissandaalit, joihin asetetaan sekä aikuisen että lapsen jalat, minkä jälkeen he askeltavat samanaikaisesti. 4 kokoa XS-L. Sisältää lapsen tukiliivin, aikuisen tukivyon (säätö 60-108 cm) ja sandaalit.

CAMP[®]
MOBILITY

Ominaisuudet:



Sandaalit (19-24) 22-32 / 36-46



Aikuisen tukivyön (säätö 60-108 cm)

Tekniset tiedot



Kevyt ja mukana kuljetettava



Konepestävä



Terapeuttien suosittelema



Lateksiton



Ulkokäyttöön



Hengittävä kangas

T.nro	Koko	Väri	Olkapäälantio mitta	Rinnan ympärys	Lantion ympärys	Käyttäjä-Paino	Kengännumerot Lapsi / aikuinen
805080021 / 805080022	XS 1-2 v	Violetti tai Vihreä	11"-13.5" 28-32cm	19"-22" 50-57cm	19"-22" 50-57cm	15 kg	19-24 / 36-46
805080023 / 805080024	S 2-4 v	Pinkki tai Sininen	12"-14" 31-36cm	20"-24" 52-60cm	20"-24" 52-60cm	15 kg	22-32 / 36-46
805080025 / 805080026	M 4-6 v	Pinkki tai Sininen	14"-15.5" 35-39cm	22"-26" 57-65cm	23"-26" 58-67cm	20 kg	22-32 / 36-46
805080027 / 805080028	L 6-8 v	Pinkki tai Sininen	15"-16.5" 38-42cm	25"-28" 63-71cm	25"-29" 64-73cm	25 kg	22-32 / 36-46



Valmistaja:
Fireflyfriends Ltd
19c Ballinderry Road
Lisburn BT28 2SA
Northern Ireland
T: (+44) 28 9267 8879
E: hello@fireflyfriends.com



Pidätämme itsellämme oikeuden muuttaa tarvittaessa tässä esitteessä ilmoitettuja tuotespesifikaatioita.
Camp Mobility © 2021



www.campmobility.fi

Asiakaspalvelu
+358(0)9 350 76 310
info@campmobility.fi
Varaosalpalvelu
+358(0)9 350 76 312
varaosat@campmobility.fi