



## Vermeiren Forest Kids – lasten sähköpyörätuoli

Vermeiren **Forest Kids** on takavetoinen lasten sähköpyörätuoli, sisä- ja ulkokäyttöön. Forest Kids on ihanteellinen sähköri esteiden ylittämiseen. Neljä pyörää on aina kosketuksissa maahan, jopa 12 cm:n esteitä ylittäessä ja karkeilla pinnoilla ajettaessa.

Tuoliin on helppo siirtyä sivulle kääntyvän joystickin ansiosta. Istumismukavuutta parantavat kulmasäädettävät istuin ja selkäosa, pituus-, syvyys ja leveyssäädettävät jalkatuet ja pitkät, pehmustetut, korkeussäädettävät käsituet, joissa on helppo lukitus. Selkäosan istuinkallistus -5°/55° ja istuimen kallistus -15°. Istuinleveydet 32-37 cm. Max. käyttäjänpaino 50 kg. 4 iloista runkoväri vaihtoehtoa.

Saatavana kattava valikoima lisävarusteita mm. pöytälevy, erilaisia turvavöitä, jalkalautoja, sivutukia ja -pehmusteita. Lue lisää [www.vermeiren.com](http://www.vermeiren.com)



C57 red



## Ominaisuuksia



**Shark 2 joystick**  
sivullekäännettävä ja  
pituussäädettävä



**Säädettävät käsituet**  
Korkeudensäätö 20-25 cm

Stability Control pitää kaikki 4 pyörää maassa jopa 12 cm:n estettä ylittäessä

Kaatumisesteet



**60° kallistus**  
kallistettava selkäosa  
-5°/55° ja istuin -15



**Säädettävät jalkatuet**


Pituus-, leveys- ja syvyyssäätö



**Hauskat etuvalot**

LED-valot edessä ja takana

## Tekniset tiedot



2x12V-75Ah 2x220W  
2x350W


6 km/h  
10km/h

30 km

10°/17%

60

1400



600 320-370 200-250 530 330-390 350 15° -5°/55° 1000 95 50

Koot mm, paino kg. Vaihtelu mittatiedoissa (15 mm, 1,5 kg, 1,5°) mahdollisia.

## Runkovärit



C53  
orange

C55  
inox

C57  
Red

C71  
Blue

NV VERMEIREN BELGIUM  
Vermeirenplein 1/15  
2920 Kalmthout Belgium  
Tel: 00 32 (0)3 620 20 20  
Fax: 00 32 (0)3 666 48 94  
www.vermeiren.com

Pidätämme itsellämme oikeuden  
muuttaa tarvittaessa tässä esitteessä  
ilmoitettuja tuotespesifikaatioita.

© 2019 Camp Mobility Finland