



Ormesa Dondolino seisomateline on uudistunut!

Ormesa **Dondolino** -seisomateline on suunniteltu käytettäväksi lapsen normaalissa elämänrytmissä aina kodista kouluun saakka. Se parantaa lapsen kykyä sopeutua eri ympäristöihin ja tehostaa vuorovaikutusta ympäröivään maailmaan. Seisomatelineessä on toimintavarmat jarrut.

Dondolino-seisomatelineen säätömahdollisuudet:

- Pöydän korkeus, syvyys ja kallistus
- Rungon kallistus
- Polvitukien syvyys-, leveys-, korkeus- ja rotaatiosäätö

- Kantapään syvyys ja leveys
- Lantiotuen ympäryys ja korkeus säädettävissä, rotaatiosäätö eteen ja taakse
- Rintatuen (vain koot 2 ja 3) ympäryys ja korkeus säädettävissä, rotaatiosäätö eteen ja taakse

Ominaisuuksia

Rintatuen ympäryys ja korkeus säädettävissä

Lantiotuen korkeussäätö, rotaatiosäätö eteen ja taakse.

Runko on maalattu epoksimaalilla ja myrkyttömällä aineilla. Kromatut ja säädettävät osat, joiden säätöön ei tarvitse työkaluja.

Pyörien halkaisija on 75mm. Takapyörissä on toimintavarmat jarrut. Pyörien ansiosta lasta on helppo siirtää eri tilojen välillä.



Kallistus 0° - 11°/14°/19° koosta riippuen

Kokoontaitettava runko

Helppo säätää ilman työkaluja uusista vihreistä säätönupeista

Merkityt putket auttavat helposti löytämään terapeutin määrittelemät säädöt



Iroitettava koivupuinen pöytälevy (säädettävä korkeus, syvyys ja kallistus)



Polvityyny (säädettävä korkeus, syvyys, leveys ja polvikulma).



Kantapäätukien leveys ja syvyys on säädettävissä.

Tekniset tiedot



ORMESA SRL
Via A. Da Sangallo, 1
06034 FOLIGNO (PG) ITALY
TEL. +39 0742 22927
FAX +39 0742 22637
info@ormesa.com
www.ormesa.com

Pidätämme itsellämme oikeuden muuttaa tarvittaessa tässä esitteessä ilmoitettuja tuotespesifikaatioita.
© 2021 Camp Mobility

A: jalustan pituus
B: kokonaispituus
C: korkeus jalkatuki-pöytälevy
D: leveys
E: korkeus jalkatuki-polvituki
F: korkeus jalkatuki-langetuki
G: korkeus jalkatuki-rintakehäätuki
L: Tukien ympärystmitta
M: Käyttäjän pituus
P: kallistus
Paino
Max.kuormitus

koko 1




63 cm
75 - 85 cm
45 - 79 cm
63 cm
12 - 26 cm
39 - 59 cm
51 - 76 cm
60 cm
75 - 100 cm
0° - 19°
21 kg
35 kg

koko 2

77 cm
81 - 91 cm
52 - 90 cm
67 cm
12 - 36 cm
47 - 74 cm
56 - 90 cm
65 cm
90 - 125 cm
0° - 14°
24 kg
45 kg

koko 3

83 cm
85 - 95 cm
62 - 107 cm
71 cm
14 - 48 cm
58 - 93 cm
70 - 110 cm
70 cm
120 - 150 cm
0° - 11°
26 kg
55 kg



Varmista, että kuvassa näkyvät mitat F ja G eivät ylitä tuille tarkoitettua aluetta.