

MORE INDEPENDENCE. MORE POSSIBILITIES.



Go.spider-rollaattori on suunniteltu lapsille, joilla on liikuntarajoitteita ja jotka tarvitsevat tukea liikkuaan vapaammin arjessaan. Se rohkaisee omatoimisuuteen, lisää itsevarmuutta ja on tärkeä apuväline aktiivisessa kuntoutuksessa. Olipa kyse sitten ensimmäisistä askelista tai kävelyharjoittelun jatkamisesta, **go.spider-rollaattori** on luotettava kumppani jokaisella askeleella.

Yhtä tärkeää on se, että yksinkertaisen ja kompaktin rakenteensa ansiosta **go.spider** on helppo säilyttää ja kuljettaa. Se on käyttäjäystävällinen, helposti ohjattava ja tarjoaa vakaan, turvallisen tuen päivittäiseen liikkumiseen.

NYT SAATAVILLA **KOLMESSA** KOOSSA KASVAVIEN KÄYTTÄJIEN TARPEISIIN:

1



max. käyttäjäpaino: **35 kg**
käyttäjän pituus: **100-135 cm**
kokonaispaino: **8,8 kg**
syvyys: **80cm**
korkeus: **58-70 cm**
leveys: **66cm**

2



max. käyttäjäpaino: **50 kg**
käyttäjän pituus: **130-150 cm**
kokonaispaino: **9,2 kg**
syvyys: **92cm**
korkeus: **64-83 cm**
leveys: **69cm**

3



max. käyttäjäpaino: **80 kg**
käyttäjän pituus: **150-170 cm**
kokonaispaino: **10,5 kg**
syvyys: **94cm**
korkeus: **75-103 cm**
leveys: **69cm**

KÄYTTÖAIHEET

- kuntoutus leikkaustoimenpiteiden jälkeen
- alaraajojen heikkouden yhteydessä
- tasapainohäiriöiden yhteydessä
- tilanteissa, joissa lapsi ei pysty liikkumaan kynnärsauvojen tms. avulla

VASTA-AIHEET

Yläraajavammat, jotka estävät käyttäjää tukemasta itseään rollaattoriin.

RAKENNE

Älykäs muotoilu – jokapäiväistä käyttömukavuutta



Kaikki **go.spider-rollaattorimallit** on suunniteltu **helppokäyttöisiksi ja liikkuvuutta tukeviksi**. Taitettavan rakenteensa ansiosta ne ovat kompakteja ja tilaa säästäviä – ne mahtuvat helposti lähes minkä tahansa auton tavaratilaan. Lisäksi yläosan tukirungon voi irrottaa koon pienentämiseksi entisestään, mikä tekee kuljettamisesta ja säilytyksestä vieläkin kätevämpää.



SÄÄDETTÄVYYS

Helposti säädettävissä yksilöllisiin tarpeisiin



Rollaattorissa on monipuoliset, intuitiiviset **säätömahdollisuudet**, joiden avulla se voidaan mukauttaa täydellisesti käyttäjän pituuden ja mukavuuden mukaan. **Yläosan jatkopalan ja tukikahvojen korkeutta** voidaan säätää helposti, ja myös **kahvojen kulmaa ja etäisyyttä** voidaan muokata vain muutamalla yksinkertaisella toimenpiteellä.

Nämä joustavat säädöt takaavat optimaalisen ergonomian ja parhaan mahdollisen tuen käytön aikana – **sillä jokainen käyttäjä ansaitsee täydellisen istuvuuden**.

TOIMINNOT

Keskeiset ratkaisut, jotka tekevät jokaisesta askeleesta turvallisemman



ETUPYÖRÄN SUUNTALUKITUS



Mahdollistaa käyttäjän suunnanhallinnan. Lukitut pyörät tukevat suoraa etenemistä, kun taas lukituksen avaaminen mahdollistaa dynaamiset käännökset ja kehon liikkeillä ohjattavan liikkumisen ahtaissa tai avoimissa tiloissa.

TAKAPYÖRIEN KITKAJARRU



Säädettävä vastus auttaa hallitsemaan vauhtia. Ihanteellinen aloittelijoille tai käyttäjille, jotka tarvitsevat hitaampaa ja turvallisempaa liikkumista. Vastusta vähentämällä liikkumisesta tulee vapaampaa ja dynaamisempaa.

TAAKSEPÄIN PYÖRIMISEN LUKITUS



Estää tahattoman liikkumisen taaksepäin. Erityisen hyödyllinen ensimmäisten askelten aikana, sillä se tarjoaa parempaa vakautta ja suunnanhallintaa.



KÄSIJARRUT



Antavat pienelle käyttäjälle enemmän hallintaa vauhtiin. Lisäksi niissä on seisontajarrutoiminto.

ISTUIN



Pieni kallistettava istuin mahdollistaa lepäämisen pitkän ponnistelun jälkeen.

KYYNÄRVARREN TUKI



Joustavat, muotoillut käsituet tarjoavat lapsen kyynärvarsille mukavan ja vakaan tuen.

LANTIOTUKI



Tarjoaa lisäsuojaa käyttäjän kallistuessa sivulle tai taaksepäin.

KÄÄNTYVÄT TUKIKAHVAT



SUORAT TUKIKAHVAT



Kääntyvät kahvat, jotka mahdollistavat yksilöllisen säädön paremman mukavuuden ja hallinnan takaamiseksi. Suorat kahvat puolestaan tarjoavat vakaan otteen varmaan kävelyyn.

TURVAVALJAAT



Säädettävät valjaat tarjoavat lisätukea ylävartalolle. Nopea ja helppo säätää lapsille, jotka tarvitsevat enemmän vakautta.

KAATUMISESTEET



Tuet tarjoavat lisäsuojaa rollaattorin kaatumista vastaan peruutettaessa.

TAVARALAUKKU



Kompakti, kiinnitettävä laukku välttämättömien tavaroiden kuljettamiseen kävelylenkeillä.

AVUSTAJAN OHJAUSKAHVA



Mahdollistaa avustajan tukemisen lapsen liikkumisessa sekä nopeuden ja suunnan hallinnan.