



Invacare nostoliinat noin 150 eri variaatiota

Tuoteperhe	Malli	Polyester Std						Polyester Net -verkkomateriaali						Spacer - joustava polyester				
		XS	S	M	L	XL	XXL	XS	S	M	L	XL	XXL	XS	S	M	L	XL
Universal	Universal Low	802860033	820000301	820000302	820000303	802860034		802860035	802860036	802860037	802860038	802860039		802860040	802860041	802860042	802860043	802860044
	Universal Std	802860045	820000289	820000290	820000291	820000292		802860046	820000293	820000294	820000295	820000296		802860047	820000297	820000298	820000299	820000300
	Universal High	820000264	820000265	820000266	820000267	820000268	802860048	820000269	820000270	820000271	820000272	820000273		820000274	820000275	820000276	820000277	820000278
	Universal High Plus	802860049	820000279	820000280	820000281	820000282		802860050	820000283	820000284	820000285	802860051		802860052	820000286	820000287	820000288	802860053
Pieni aukko	Amputee	802860070	820000348	820000349	820000350	820000351												
	Easy Fit	820000312	820000313	820000314	820000315	820000316								820000317	820000318	820000319	820000320	820000321
Hygienia	Hygienialiina Low	802860068	820000304	820000305	820000306	820000307												
	Hygienialiina High	802860069	820000308	820000309	820000310	820000311												
Comfort	Comfort Std	802860054	802860055	802860056	802860057	802860058		802860059	820000342	820000343	820000344	802860060		802860061	820000345	820000346	820000347	802860062
	Comfort High	802860063	802860064	802860065	802860066	802860067		820000322	820000323	820000324	820000325	820000326		820000327	820000328	820000329	820000330	820000331
	Comfort in Situ	802860015	802860016	802860017	802860018	802860019	802860020	802860021	802860022	802860023	802860024	802860025	802860026	802860027	802860028	802860029	802860030	802860031
Kävelyliina	Standing Transfer Vest	820000352	820000353	820000354	820000355	820000355												
Nostovyö	Light Transfer Support		820000359 (lyhyt)		820000360 (pitkä)	802860072												
Seisomaan-nostavat	Stand Assist	802860071	820000361	820000362	820000363	820000364												
	Transfer Stand Assist		802860010	802860011	802860012	802860013												




Polyester Standard

Vahva materiaali, joka on kulutusta kestävä ja helppo pukea. Liukuu tasaisesti paikalleen ja kuivuu nopeasti pesun jälkeen. Vakiomateriaali kaikissa malleissa..



Polyester Net -verkkomateriaali

tunnetaan myös nimellä verkkoliina tai suihkuliina. soveltuu erinomaisesti suihkutukseen tai jopa uimiseen. Nopeat vedenpoisto- ja kuivumisominaisuudet.



Spacer -joustava polyester

Hengittävä, kahteen suuntaan joustava materiaali, joka mukautuu nostettavan vartalonmuotoihin ja tarjoaa paremman mukavuuden.



in Situ -istuimeen jätettävä

Kaikki 3 kangasvaihtoehtoa valmistettu EN1021-1 ja -2 sertifioidusta palosuojatusta, ympäristöystävällisestä kangasmateriaalista.



Max. käyttäjäpaino ▼

Invacare nostoliinat
XS, S, M, L = 200 kg
XL = 250 kg
XXL = 300 kg



Max konepesu-
lämpötila ▼

90° C



Valkaisu ▼

Älä käytä
valkaisuainetta!



Kuivaus
koneessa ▼

Matala lämpötila

Kaikki liinat tulee testata ja säätää asiakkaan koon mukaan optimaalisen mukavuuden ja turvallisuuden varmistamiseksi siirron aikana.

Riskinarviointi on suoritettava ennen nostoliinan käyttöä toisen valmistajan nostimessa.