



Enkla att positionera och applicera

.....

Invacare och Winncare lyftselsprogram erbjuder ett brett sortiment av lyftselar till brukare med olika grader av nedsatt rörelsefunktion. Lyftselarna är utvecklade i samarbete med terapeuter för att uppnå optimal passform och stöd för brukaren, samtidigt som lyftselarna är lätta och enkla förvårdaren att arbeta med.

Lyftselarna finns i tre olika material och upp till fem eller sex storlekar. De flesta modellerna kan justeras och anpassas efter brukarens speciella behov vilket innebär en säker och komfortabel förflyttning. Lyftselarna finns med på HI's Kombinationslista och passar de flesta personlyftarna på marknaden.



Yes, you can.[®]

Universal High



Universal High, Lyftsele hög rygg

Stödjer hela kroppen och huvudet och ger brukaren en behaglig något tillbakalutad sittställning. Universal High används av brukare som har nedsatt huvud-, bål- eller höftkontroll, och vid förflyttning från liggande. Universal High kan även användas vid förflyttning från sittande till sittande ställning. Lyftselen kan även användas utan huvudstöd - latterna kan enkelt tas bort från huvudstödet.


* XXL polyester Max. 400 kg.

Artikel	Storlek	A	B	C	D
820000264	XS	1040	740	610	340
820000265	S	1080	840	730	380
820000266	M	1420	1000	830	400
820000267	L	1550	1100	920	510
820000268	XL	1680	1150	920	550
804840012	XXL*				



XXL*

Universal High Plus



Universal High Plus, lyftsele hög rygg/slim

Stödjer hela kroppen och huvudet och ger brukaren en behaglig något tillbakalutad sittställning. Universal High Plus erbjuder brukaren möjlighet att ha armarna utanför selen. Lyftselen används av brukare som har nedsatt huvud-, bål- eller höftkontroll, och vid förflyttning från liggande. Universal High Plus kan även användas vid förflyttning från sittande till sittande ställning. Lyftselen är förstärkt i hela ryggen för optimal tryckfördelning och därmed ökad komfort för brukaren. Finns nu även i nät och spacer polyester.

Artikel	Storlek	A	B	C	D
820000279	S	1380	840	880	340
820000280	M	1510	950	930	450
820000281	L	1580	1100	970	560
820000282	XL	1590	1190	970	630

Universal Standard



Universal Standard, Lyftsele mellanhögt rygg


Stödjer hela kroppen upp till axlarna. Selen bör endast användas av brukare som har god huvudkontroll. Universal Standard kan användas som en allroundsele, då den ger stöd för hela kroppen, vilket innebär komfort och trygghet för brukaren. Lyftselen kan användas vid förflyttning från sittande till sittande ställning och är enkel för vårdare att arbeta med. Lyftselen är förstärkt i hela ryggen för optimal tryckfördelning och därmed ökad komfort för brukaren * XXL polyester, Max. 400 kg.

Artikel	Storlek	A	B	C	
820000289	S	1000	920	510	410
820000290	M	1090	1050	560	480
820000291	L	1180	1090	580	560
820000292	XL	1240	1250	585	710
804840011*	XXL*				



XXL*

Universal Low




Universal Low, Lyftsele låg rygg

Stödjer höften och nedre delen av ryggen. Universal Low kräver att brukaren har viss bålkontroll och god huvudkontroll. Lyftselen används vid förflyttning från sittande till sittande ställning och är enkel för vårdaren att arbeta med. Lyftselen är förstärkt i hela ryggen för optimal tryckfördelning och därmed ökad komfort för brukaren.

Artikel	Storlek	A	B	C	D
820000301	S	850	800	350	410
820000302	M	920	940	375	480
820000303	L	950	1075	450	575

Dress Toileting High & Low




Hygiensele låg och hög rygg

Hygienselen finns i två modeller, med eller utan stöd för huvudet. Båda modellerna är försedda med ett midjebälte för ökat stöd omkring kroppen och för att brukaren ska sitta säkert. Dress Toileting Sling används av brukare med nedsatt rörelsefunktion i kroppen. Hygienselen med stöd för huvudet används av brukare med nedsatt huvudkontroll. Hygienselen är lämplig att använda vid av- och påklädning under lyftet i samband med toalettbesök. Används vid förflyttning från sittande till sittande ställning, och är mycket enkel att använda.

Artikel	Storlek	A	B	C	D
820000304	S	870	710	200	430
820000305	M	950	800	230	490
820000306	L	1020	900	230	600
820000307	XL	1100	1080	270	760

Artikel	Storlek	A	B	C	D
820000308	S	870	710	400	430
820000309	M	950	800	470	490
820000310	L	1020	900	470	600
820000311	XL	1100	1080	470	760

Easy-Fit High



Easy-Fit High, Lyftsele hög rygg

Stödjer hela kroppen och är därför lämpad för brukare med mycket nedsatt rörelsefunktion. De speciellt utformade delade benstöden är enkla att arbeta med och lyftselen ger brukaren en relativt upprätt ställning. Easy Fit är även lämplig för brukare som är amputerade då bendelarna läggs omlott och hålet blir mindre. Den är enkel att använda och att placera både i sittande och liggande ställning.

Artikel	Storlek	A	B	C	D
820000312	XS	1100	710	595	170
820000313	S	1130	760	640	180
820000314	M	1200	800	675	190
820000315	L	1270	860	720	210
820000316	XL	1390	940	780	220

Comfort, Comfort Hygiene & Comfort Standard



Komfortsele låg och hög rygg med odelade benstöd

Denna lyftsele finns i två olika versioner. Comfort som stödjer hela kroppen - inklusive huvudet och Comfort Standard som stödjer hela kroppen inklusive axlarna men inte huvudet och därför passar brukare med god huvudkontroll.

Båda komfortselarna fungerar bra för brukare med kronisk smärta. Lyftselarna används även av brukare som är amputerade eller de som av olika anledningar föredrar att vara i sittande position. Både Comfort och Comfort Standard kan användas vid förflyttning från liggande till sittande.

Comfort & Comfort Hygiene

Artikel	Storlek	A	B	C	D
820000322	XS	1040	970	510	960
820000323	S	1150	1050	550	1020
820000324	M	1395	1170	610	1160
820000325	L	1445	1290	675	1280
820000326	XL	1480	1330	745	1470

Comfort Standard

Artikel	Storlek	A	B	C	D
820000342	S	960	1050	550	1000
820000343	M	1020	1170	610	1050
820000344	L	1160	1290	675	1110

Amputee Standard




Amputee Standard, Lyftsele för amputerade

Denna lyftsele är speciellt anpassad till brukare som är enkel- eller dubbelamputerade. Amputee ger brukaren bra stöd och en något tillbakalutad sittställning. Det är viktigt att brukaren har god huvudkontroll. Lyftselen är förstärkt i hela ryggen för optimal tryckfördelning och ökad komfort för brukaren.

Artikel	Storlek	A	B	C	D
820000348	S	1100	930	490	320
820000349	M	1160	970	520	360
820000350	L	1360	1230	570	430
820000351	XL	1400	1350	570	480



Standing Transfer Vest



Gå-/stödsele

Selen placeras runt kroppen under armarna, varför det är nödvändigt att brukaren kan stödja på benen och att fötterna alltid har kontakt med golvet. Standing Transfer Vest används till brukare med nedsatt gångfunktion, nedsatt balans eller vid gångträning. Selen är speciellt användbar vid toalettbesök och för att underlätta för vårdaren. Som tillbehör finns det grenband som hjälper till att hålla stödsele på plats.


Gå-/stödsele

Artikel	Storlek	A	B
820000352	XS	150	750
820000353	S	150	850
820000354	M	180	950
820000355	L	180	1050
820000356	XL	180	1200

Gå-/stödsele med grenband

Artikel	Storlek	A	B	C	D
820000357	XS	150	750	850	300
820000357	S	150	850	850	300
820000357	M	180	950	950	350
820000358	L	180	1050	950	350
820000358	XL	180	1200	950	350

Standing Support



Lyftband polstrade

Lyftband i två olika längder. Används av brukare som har en lätt nedsatt rörelseförmåga i kroppen eller höfterna. Lyftbanden är lämpliga för brukare som sköter sina förflyttningar själv. Kan även användas som extra stöd för arm eller ben i kombination med annan sele.

Artikel	Storlek	A	B
820000359	kort	930	120
820000360	lång	1120	120

Stand Assist



Uppresningssele

Designad för att användas tillsammans med uppresningslyft erbjuder Invacare Stand Assist en komfortabel och säker förflyttning för brukare som kan bära upp majoriteten av sin vikt, men som inte kan stå självständigt. Dessutom behöver brukaren vara samarbetsvillig, ha kropps- och huvudkontroll och förmåga att hålla i lyftarmen under förflyttningen. Selen är väl stoppad och har antiglid material på ryggsdelen för att ge en bekväm ställning under förflyttningen. ** XXL Ergo Standing, polyester, max. 275kg.

Artikel	Storlek	A	B	C
820000361	S	260	840	950
820000362	M	330	895	1170
820000363	L	360	950	1270
820000364	XL	360	1020	1810
804840009	XXL**			

Transfer Stand Assist



Uppresningssele med benstöd

Transfer Stand Assist används tillsammans med uppresningslyft och ger extra stöd under låren. Används av brukare med kropps- och huvudkontroll och förmåga att hålla i lyftarmen under förflyttningen.

Artikel	Storlek	A	B	C
820000279	S	860	840	240
820000280	M	1020	895	260
820000281	L	1180	950	330
820000282	XL	1230	1020	350

Tillbehör



Beninlägg i skum

För nätselar Universal Standard, Universal High och High Plus..



Förlängningsband
som erbjuder möjlighet till enbättre positionering.



Polstring
i syntetiskt fårskind för extra komfort.



Lattor för lyftselar med huvudstöd. Easy Fit, Universal High

Modell	Polyester	Net	Spacer	XS	S	M	L	XL	XXL*
Universal Low	●				●	●	●		
Universal Standard	●	●	●		●	●	●	●	●
Universal High	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Universal High Plus	●	●	●		●	●	●	●	
Hygieniene Standard	●				●	●	●	●	
Hygiene High	●				●	●	●	●	
Easy-fit	●		●	●	●	●	●	●	
Amputee	●				●	●	●	●	
Comfort		●	●	●	●	●	●	●	
Comfort Hygiene	●	●		●	●	●	●	●	
Comfort Standard		●	●		●	●	●	●	
Gå- och Stödsele	●			●	●	●	●	●	
Stand Assist	●				●	●	●	●	●
Transfer Stand Assist	●				●	●	●	●	

Material



Polyester

Standardmaterial som är enkelt att arbeta med - glider lätt och torkar snabbt efter tvätt.



Nät


Används vid bad/dusch eller om brukaren ska sitta på lyftselen.



Spacer

Något elastiskt material som formar sig efter kroppen. Lämpat för brukare med känslig hud.

Tekniska data



200 kg / 250 kg (XL)
/ 400 kg (XXL)



95°
85° (XXL)



Alla lyftselar ska provas ut och anpassas för den enskilde brukaren för att garantera optimal komfort och säkerhet.
*** Standing Transfer Vest max 159 kg.

* Det är viktigt att göra en riskbedömning med hänsyn tagen till hudens känslighet för de som är tänkta att sitta på en sele under längre perioder.

Tillverkare:
Invacare Rea AB
Växjövägen 303,
343 71 Diö,
Sverige

* Tillverkare XXL:
Winncare Nordic Aps,
Tårnbergvej 12C,
4220 Korsør, Denmark

© CampMobility 2019

