



REHASENSE

Gateway



Gateway siirtolaite

Rehasense Gateway on monikäyttöinen siirtolaite, jota voidaan käyttää kääntölevyn tavoin esim. henkilön siirrettämiseen pyörätuolista sängylle. Siirtolaitetta voi käyttää myös hieman pidempiin siirtoihin kuten sängyltä kylpyhuoneeseen kuljetukseen. Soveltuu käytettäväksi henkilöiden kanssa, jotka pystyvät hieman varaamaan painoa myös omille jaloilleen.

Gateway on erinomainen laite myös kuntoutukseen: laitteen avulla voidaan hyödyntää jäljellä olevaa lihasvoimaa ja vahvistaa sitä. Jalustan ja runkoputkien muotoilu mahdollistaa käytön ahtaissa tiloissa sekä pääsyn tuolien ja wc-istuintien lähelle.

Kaarevaksi muotoillut vaakatasoiset runkoputket antavat

siirrettävän vartalolle enemmän tilaa ja antavat useita eri otemahdollisuuksia. Säätimet ovat pehmustetut sekä korkeus- ja kulmasäädettävät. Pyörät voidaan lukita jalkapolkimen avulla. Laite taittuu helposti kasaan pikalukituksen avulla ja voidaan purkaa osiin kuljetusta ja varastointia varten.

Päivitettyssä mallissa on avoin ripustustanko, johon on helppo pujottaa esim. lisävarusteena saatava Gateway-siirto- ja nostovyö.
1 koko (L)
Max.150 kg.

CAMP[®]
MOBILITY

Ominaisuudet

Gateway siirtolaite voidaan taittaa kasaan varastointia varten pikalukituksen avulla.

Molemmat pyörät voidaan lukita yhdellä liikkeellä jalkapolkimen avulla.






Säätimet: Korkeus- ja kulmasäädettävien, kaarevaksi muotoiltujen ja pehmustettujen säätimien paikkaa voidaan säätää helposti pikalukituksen avulla.

Tekniset tiedot



Max. 150 kg



Gateway

Koko

Tuotenumero:

Siirtolaite

L

GETW1002 / 802910002

Siirto- / nostovyö

S-M

ACG0B01M / 802910015

Siirto- / nostovyö

L

ACG0B01L / 802910016



Valmistaja:

Rehasense Europe, Sulejowska 45,
97-300 Piotrkow Trybunalski, Poland
info@rehasense.com
www.rehasense.eu


Tuote on CE-merkitty ja täyttää lääkinnällisiä laitteita koskevan EU direktiivin 93/42 EEC.

Pidätämme itsellämme oikeuden muuttaa tarvittaessa tässä esitteessä ilmoitettuja tuotespesifikaatioita.
© 2022 Camp Mobility Finland

Värit ja materiaalit



Grey



Anthracite Black