

**GO ANYWHERE
DO ANYTHING**

COMPACT ATTRACT



Ajaton ja helppo käyttää



Kokoontaittava pieni koko



Vertikaalisesti säädettävä
kelauspyörän kiinnitys



Tkäsitetuet ja vaatesuojat



Vipujarru



Kuschall Compact Attract – Compact uudella rungolla

Kuschall **Compact Attract** täyttää niiden käyttäjien odotukset, jotka etsivät luotettavaa ja kokoontaittuvaa ristikkorunkoista aktiivipyörätuolia, joka tarjoaa laajat mahdollisuudet istuma-asennon ja kelattavuuden säätämiseksi.

Kuschall Compact Attract on mukava, käytännöllinen ja suorituskykyinen pyörätuoli irrotettavilla sivuunkäännyillä jalkatuilla. Attractissa on uusi hyvännäköinen kavennettu eturunko ja se on saatavana vakiona neljällä naarmuja kestäväällä mattavärillä: Matta musta, harmaa, attract red tai attract blue.

Koko valittavissa 2 cm välein leveys- ja 2,5 cm välein syvyyssuuntaisesti. Vakiona alumiinirunko ja musta nylonverhoilu. Saatavana joko loivalla 70° eturungolla tai jyrkällä 90° eturungolla. Max 130 kg.



Tekniset tiedot



Rungon kulma:
70° / 90°
kavennettu



Istuinleveys:
360 – 500 mm
20 mm välein



Istuinsyvyys:
360 – 500 mm
20 mm välein



Istuinkorkeus:
etu: 430 – 520 mm
taka: 400 – 490 mm
10 mm välein



Säärimitta:
380 - 460 mm
10 mm välein



Selkäosan korkeus:
330– 495 mm
15 mm välein



Selkäosan kulma:
82°/86°/90°/94°/98°
/102°



Max. kallistus:
7°



Kääntösäde:
920 - 1125 mm



Kokonaisleveys:
ist.lev. + 180 mm
kokoontaitettuna
n. 300 mm



Kokonaispituus:
70°: n. 985 mm
90°: n. 895 mm
ilman jalkatukia 690 mm



Kokonaispaino:
n. 11.3 kg



Kuljetuspaino:
ilman kelauspyöriä
n. 8,7 kg



Max.käyttäjäpaino:
130 kg



Törmäystestattu:
Täyttää vaatimukset
ISO 7176-19

Värvaihtoehdot



matta musta



harmaa



attract blue



attract red

Valmistaja:
Küschall AG
Benkenstrasse 260
CH-4108 Witterswil
Switzerland
P:+41(0) 61487 7070
F:+41(0) 61487 7079
www.kuschall.com

Pidätämme itsellämme oikeuden
muuttaa tarvittaessa tässä esitteessä
ilmoitettuja tuotespesifikaatioita.

© 2019 Camp Mobility Finland

CAMP
MOBILITY

www.campmobility.fi

Patamäenkatu 5
33900 Tampere
+358(09) 350 76 310
info@campmobility.fi