

**GO ANYWHERE
DO ANYTHING**

COMPACT ATTRACT



Kuschall Compact Attract – Compact med ny ramen
















Kuschall **Compact Attract** gör dagliga uppgifter verkligen enkla. Det är en hållbar hopfällbar aktivrullstol med den perfekta utrustning och utseende. Kuschalls beprövade kvalitet återspeglas i den här rullstolen. Det är perfekt följeslagare för dina aktiviteter. Genial idéer gör det kompakt. Dess precision gör det robust.

Compact Attract har en ny smal framram och det finns som standard med fyra repfasta matt finish: matt black, grey, attract red och attract blue.

Storleker kan väljas i steg om 2 cm bredd och 2,5 cm i djup. Aluminiumramen och svart nylonbeläggning som standard. Finns med 70 ° eller 90 ° framramen. Max. brukarvikt 130 kg.



Tekniska data

	Sitsvinkel: 70° / 90° smal		Sittbredd: 360 – 500m m i steg om 20 mm		Sittdjup: 360 – 500 mm i steg om 20 mm
	Sitthöjd: fram: 430 – 520 mm bak: 400 – 490 mm i steg om 10 mm		Underbenslängd: 380 - 460 mm i steg om 10 mm		Ryggstödshöjd: 330– 495 mm i steg om 15 mm
	Ryggstödsvinkel: 82°/86°/90°/94°/98° /102°		Max. kallistus: 7°		Vändradie: 920 - 1125 mm
	Totalbredd: sittbredd + 180 mm ihopfäld: ca. 300 mm		Total längd: 70°: n. 985 mm 90°: n. 895 mm utan fotstöd 690 mm		Total vikt: ca. 11.3 kg
	Transportvikt: utan drivhjul ca. 8,7 kg		Max brukarvikt: 130 kg		Crash tested Fullfills ISO 7176-19

Ramfärg



matt black



grey



attract blue



attract red

Tillverkare:
Küschall AG
Benkenstrasse 260
CH-4108 Witterswil
Switzerland
P:+41(0) 61487 7070
F:+41(0) 61487 7079
www.kuschall.com

Vi förbehåller oss rätten till updatera
produktspecifikationer i denna
broschyr.

© 2019 Camp Mobility Finland