

# Küschall®

# Champion



## Küschall® Champion

Kiinteärunkoisen aktiivituolin ajokokemus kokoontaitettavan tuolin ominaisuuksilla! Yhdistelmä modernia designia ja todistettua hybridituolin suorituskykyä: SK (Swiss knife) optiolla Küschall Champion on super kompakti, selkärepunkokoinen, täydellinen matkakumpuni otettavaksi mukaan seikkailuhisi.

## UUSI HYDROFORMING ETURUNKO

Jäykempi, kevyempi ja vakaampi. Uusi hydroforming menetelmällä valmistettu eturunko parantaa kelaus-ominaisuuksia, lisää jäykkyyttä ja mahdollistaa vaivattomat siirtymiset ja ergonomiset otteet.

**CAMP**<sup>®</sup>  
**MOBILITY**

## HYDROFORMING ETURUNKO

Optimoidut ajo-ominaisuudet polvialueen pienemmän joustavuuden (suuremman jäykkyyden) ansiosta.

## LIGHT ACTIVE BRAKE

Uudet, kevyet alumiiniset aktiivijarrut minimalistisella designilla tuo keveyden aivan uudelle tasolle. Tarkkuutta pienimpiinkin yksityiskohtiin.

## SUPER KOMPAKTI

SK (Swiss knife) option ansiosta Champion kokoontaittuu jopa selkäreppun kokoiseksi



### SUPER KOMPAKTI

Yksinkertainen kokoontaittaa, kuljettaa ja matkustaa uniikin kokoontaittomekanismin ansiosta. Super kompakti SK (Swiss knife) optiolla, Champion kokoontaittuu vieläkin pienemmäksi.



### HYBRIDI

Kokoontaittomekanismin ansiosta Championissa on ylivoimaiset ajo-ominaisuudet muihin kokoontaittaviin pyörätuoleihin verrattuna. Täydellisen suunnittelun tuloksena on syntynyt hybridi tuoli: Kokoontaitettava tuoli, kiinteärunkoisen jäykkyydellä ja vakaudella.



## CARBOLIFE KELAUSVANTEEET

Innovatiivinen vanneprofiili mahdollistaa paremman kontrollin, vaivattoman otteen ja stabiloii rannetta.

## KOKOONTAITTO- MEKANISMI

Kokoontaita pyörätuoli ja selkäosa vaivattomasti yhdellä liikkeellä.

## UNIIKKI SÄÄTÖMEKANISMI

Yhdellä huomaamattomalla mekanismilla painopisteen ja istuinkorkeuden säätö käyttäjän tarpeiden mukaiseksi.

## KEEP ON TRACK

Intuitiivinen ja uniikki tukipyörien säätö pitää suunnan erinomaisen vakaana.

### UNIIKKI SÄÄTÖMEKANISMI

Uniikin mekanismin ansiosta Championin voi säätää ja konfiguroida vaivattomasti jokaisen käyttäjän mukaiseksi. Yhdellä mekanismilla säädetään painopistettä, 9 eri istuma-asentoa, istuimen takakorkeutta ja 5 eri mahdollisuutta, kuinka asentaa adapterit eri kokoonpanoihin.



**CAMP**<sup>®</sup>  
**MOBILITY**

## TEKNISET TIEDOT

### ISTUIN- LEVEYS

360 - 480 mm  
20 mm välein



### ISTUIN- SYVYYS

340 - 480 mm  
20 mm välein



### ISTUIN- KORKEUS

etu: 450 - 540 mm  
taka: 390 - 490 mm



### JALKATUKIEN PITUUS

320 - 500 mm  
portaaton säätö



### SELKÄOSAN KORKEUS

300 - 465 mm  
15 mm välein



### SELKÄOSAN KULMA

76° / 80.5° / 85° / 89.5° / 94°



### ETURUNGON KULMA

75° / 90°  
suora tai  
kavennettu



### KOKONAI- LEVEYS

ist.lev + 160 - 240 mm



### KOKONAI- LEVEYS KOKOONTAITETTUNA

n. 280 - 340 mm



### CAMBER

0° / 1° / 3°



### KOKONAI- PITUUS

75° n. 930 mm  
90° n. 830 mm



### MAX. KÄYTTÄJÄ- PAINO

120 kg



### KOKONAI- PAINO

n. 9,2 kg



### KULJETUS- PAINO

n. 6,7 kg



Kaikki ilmoitetut mitat ja painot perustuvat 400 mm istuinleveyteen ja -syvyyteen kevyimmässä ja pienimmässä kokoonpanossa. Paino ja mitat voivat muuttua eri kokoonpanoissa. Katso lisätietoja käyttöohjeesta nettisivuiltamme.

# Küschall®

Valmistaja:  
Invacare International GmbH  
Benkenstrasse 260  
CH-4108 Witterswil  
Switzerland  
P: +41(0) 61487 7070  
F: +41(0) 61487 7079  
www.kuschall.com

Pidätämme itsellämme oikeuden muuttaa tarvittaessa tässä esitteessä ilmoitettuja tuotespesifikaatioita.

© 2023  
Camp Mobility Finland

## VÄRIT JA TEHOSTEET

### 1 VALITSE RUNKOVÄRI



Pure White



Anthracite Grey



Space Black



Carmine Red



Azure Blue

### 2 VALITSE TEHOSTETYyli



### 3 VALITSE TEHOSTEVÄRI



Red



Black



Light Grey



Gold



Red



Blue



Dark Grey



Black

# CAMP MOBILITY

www.campmobility.fi

Patamäenkatu 5  
33900 Tampere  
+358(09) 350 76 310  
info@campmobility.fi