

Küschall®

Compact



Küschall® Compact

Küschall Compact – luotettavuuden ja korkealuokkaisen laadun absoluuttinen standardi on uudistunut! Tarvitsetpa sitten aktiivisen tai erittäin konfiguroitavan tuolin, Compactin funktionaalisuus sopii jokaiseen elämäntyyliin. Valitse kiinteät tai swing away-jalkatuet, jotka voidaan säätää tarpeen mukaan.

HYDROFORMING RUNKO

Uusissa Compact-tuoleissa on hydroforming-menetelmää hyödyntäen valmistettu runko: Monipuolisuutta ja mukavuutta muuttamatta Compactin paino on vähentynyt jopa 500 g. Hydroforming-runko on entistä vakaampi ja tuo tuoleihin modernin, nykyaikaisen yleisilmeen.

CAMP®
MOBILITY

HYDROFORMING ETURUNKO

Täysin uudelleen suunniteltu eturunko ja jalkatukien ripustus. Hydroforming-rungon ansiosta Compact on 500 g kevyempi.

JALKATUET

Valitse pyörätuoliin sivullekääntyvät 80° tai 70° swing away-jalkatuot, jotka ovat ideaalit kuljetuksissa ja siirtymisissä tai tukevamman kiinteän 80° tai 70° eturungon.

JALKALEVYT

Uusi jalkatukivalikoima sopii kaikkiin istuinleveyksiin ja sopii yhteen modernin designin kanssa. Uutuutena uusi, yksiosainen, luistamaton anti-slip onepiece -jalkalauta.



LUOTETTAVA

Vaikuttavaa vakautta – useiden sisäänrakennettujen teknisten ratkaisujen ja yksiosaisen jalkalaudan ansiosta energiaa kuluu kelatessa vähemmän.

Uuden poikkiputken ansiosta tuoli myös taittuu helpommin kasaan kuin muut kokoonaitettavat pyörätuolit.



LISÄÄ KÄYTTÖ- MUKAVUUTTA

Useiden eri optioiden ansiosta voit valita tuolisi rakenteella, joka sopii tarpeisiisi kuten kavennettu eturunko jalkojen parempaa asentoa varten, jolloin pyörätuoli vie vähemmän tilaa, jalat on helpompi pitää jalkatuella ja tuolia on helpompi liikutella.



Küschall® COMPACT

TAITTOMEKANISMI

Helpon 'yhden sormen' lukituksen ja kevyen, helposti lukittuvan ja varmatoimisen lukitusmekanismin avulla voit avata istuimen turvallisesti.

POIKKIPUTKI

Suunniteltu erityisesti heikko-voimaisille helpompaa kokoon-taittoa varten sekä painavimmille käyttäjille lisäämään tukevuutta ilman, että runkoon tarvitsee lisätä muita erillisiä lisäputkia.

KEEP ON TRACK

Intuitiivinen ja uniikki tukipyörien säätö pitää suunnan erinomaisen vakaana.

HAARUKAT

Uusi puhdas muotoilu ja integroidut laakerit. Kerää huomattavasti vähemmän likaa ja huolto on helpompaa.

KOMPAKTIA KÄYTÄNNÖLLISYYTTÄ

Ainutlaatuisiin ominaisuuksiin kuuluu irrotettavat jalkatuet, jotka voi valita 70° tai 80° kulmaisina ja joissa on säädettävä, helpokäyttöinen pikalukitusmekanismi, joka tarvitsee vain vähän voimaa. Kokoonlaittava selkäosa mahdollistaa kuljetukset erittäin pienessä ja kompaktissa paketissa.



CAMP®
MOBILITY

TEKNISET TIEDOT

**ISTUIN-
LEVEYS**
280 – 500 mm
20 mm välein



**ISTUIN-
SYVYYS**
320 – 500 mm
20 mm välein



**ISTUIN-
KORKEUS**
etu: 370 – 530 mm
taka: 360 – 500 mm
10 mm välein



**JALKATUKIEN
PITUUS**
200 – 510 mm
10 mm välein



**SELKÄOSAN
KORKEUS**
300 – 510 mm
15 mm välein



**SELKÄOSAN
KULMA**
82°/86°/90°/
94°/98°/102°



**ETURUNGON
KULMA**
70° / 80°
suora tai kavennettu



**KOKONAI-
LEVEYS**
Ist.lev. + 180 mm



**KOKONAI-
LEVEYS
KOKOONTAITETTUNA**
n. 290 mm



CAMBER
0° / 3°



TÖRMÄYSTESTAUS
Hyväksytyt - täyttää
ISO 7176-19 vaatimukset



**KOKONAI-
PITUUS**
70°: n. 940 mm
80°: n. 890 mm



**KOKONAI-
PAINO**
n. 11 kg



**KULJETUS-
PAINO**
n. 8.3 kg



**MAX. KÄYTTÄJÄ-
PAINO**
130 kg



Kaikki ilmoitetut mitat ja painot perustuvat 400 mm istuinleveyteen ja -syvyyteen kevyimmässä ja pienimmässä kokoonpanossa. Paino ja mitat voivat muuttua eri kokoonpanoissa. Katso lisätietoja käyttöohjeesta nettisivuiltamme.

Küschall®

Valmistaja:
Invacare International GmbH
Benkenstrasse 260
CH-4108 Witterswil
Switzerland
P: +41(0) 61487 7070
F: +41(0) 61487 7079
www.kuschall.com

Pidätämme itsellämme oikeuden muuttaa tarvittaessa tässä esitteessä ilmoitettuja tuotespesifikaatioita.

© 2020
Camp Mobility Finland

VÄRIT JA TEHOSTEET

1 VALITSE RUNKOVÄRI



Pure White



Anthracite Grey



Space Black



Carmine Red



Azure Blue

2 VALITSE TEHOSTETYILI



3 VALITSE TEHOSTEVÄRI



Red



Black



Light Grey



Gold



Red



Blue



Dark Grey



Black

CAMP
MOBILITY

www.campmobility.fi

Patamäenkatu 5
33900 Tampere
+358(09) 350 76 310
info@campmobility.fi