

Küschall®

K-Series



Küschall® K-Series

Kiinteärunkoisten aktiivituolien designikoni ja trendsetter on uudistunut. Uusi modulaarinen istuinjärjestelmä kirjaimellisesti istuu kaikkiin käyttäjätarpeisiin ja dynaamisesti muokattava varustelu tarjoaa ylivoimaisen ajomukavuuden.

UUSI HYDROFORMING ETURUNKO

Uusi hydroforming menetelmällä valmistettu eturunko tuo K-Series tuolien designin uudelle tasolle. Uusi teknologia tuo lisää jäykkyyttä ja tarkkuutta vertaansa vailla oleviin ajo-ominaisuuksiin, silmiinpistävän puhtaat linjat ja selkeän, ajattoman muotokielen.

CAMP
MOBILITY

HYDROFORMING MUOTOILTU POLVIEN ALUE

Ergonominen ote, ideaali siirtymisiin ja asennon kohentamiseen. Saatavana sekä 90° että 75° eturungolla.

LIGHT ACTIVE BRAKE

Uudet, kevyet alumiiniset aktiivijarrut minimalistisella designilla tuo keveyden aivan uudelle tasolle. Tarkkuutta pienimpiinkin yksityiskohtiin.

UUSI KAVENNETTU ETURUNKO

Kavennettu runko mahdollistaa tuolin muotoutumisen pehmeän esteettisesti vartalon muodon mukaan.

UUSI JALKATUKI

Täysin uudelleensuunniteltu tasainen pinta mahdollistaa paremman asennon ja ajomukavuuden.



IKONINEN

Ikonisen minimalistinen ja kevyt open frame design, antaa mahdollisuuden nauttia päivittäisistä aktiviteeteistä; on kyse sitten töihin menosta tai aktiivisista harrastuksista, K-Series tuolit antavat sinulle vapauden olla sinä!



HYDROFORMING

Hydroforming teknologia tuo K-Series-sarjan tuoleihin lisää persoonallisuutta. Ikoninen ulkonäkö on entistä tunnistettavampi uuden polvien alueen suoralinjaisen designin ansiosta. Uusi vahvempi runko lisää ajokokemusta entistä miellyttävämmäksi.



UUSI SELKÄTUKI

Uusi ergonominen otekahva nosto- ja kuljetustilanteisiin. Matalampi asemointi on ideaali Matrx-selkätuille.

SELKÄOSA

Kokoontaittuvassa selkäosassa 6 eri kulman säätömahdollisuutta erilaisiin asentotarpeisiin.

ISTUINOSA

K-series tuolien sydän. Istuinosan painopisteen voi säätää 5 eri kohtaan, kun tuolista halutaan aktiivisempi.

UUSI TUKIPYÖRIEN RIPUSTUS

Uusi puhdas muotoilu ja integroidut laakerit. Kerää huomattavasti vähemmän likaa ja huolto on helpompaa.

UUDET TUKIPYÖRIEN HAARUKAT

Uusi eturunkoon hitsattu alumiiniprofiili - johdonmukaista designia läpi koko pyörätuolin.



DYNAAMINEN

K-Series tuoleissa on täydellinen geometria alusta loppuun, joten runkoa ei tarvitse säätää mitenkään. Renkaat pysyvät aina samassa linjassa runkoon nähden. Erittäin jäykkä rakenne mahdollistaa erinomaiset aj ominaisuudet.



MODULAARINEN

Näkymätön painopisteen säätö istuimen alla: Voit siirtää istuinmoduulia taakse- ja eteenpäin 5 eri asentoon ja muuttaa helposti myöhemmin ilman ylimääräisiä komponentteja.

TEKNISET TIEDOT

ISTUIN- LEVEYS

320 – 500 mm
20 mm välein



ISTUIN- SYVYYS

350 – 525 mm
25 mm välein



ISTUIN- KORKEUS

etu: 450 – 520 mm
taka: 390 – 490 mm
10 mm välein



JALKATUKIEN PITUUS

290 – 480 mm
10 mm välein



SELKÄOSAN KORKEUS

270 – 480 mm
15 mm välein



SELKÄOSAN KULMA

74° / 78° / 82° /
86° / 90° / 94°



ETURUNGON KULMA

75° / 90°
V-runko tai kavennettu



KOKONAIS- LEVEYS

Ist.lev. + 170 mm



PAINOPISTE

80 mm/95 mm/110 mm/
125 mm/140 mm



CAMBER

0° / 3° / 6°



TÖRMÄYSTEASTAUS

Hyväksytty- täyttää
ISO 7176-19 vaatimukset



75°: n. 830 - 1055 mm
90°: n. 760 - 985 mm



KOKONAIS- PAINO

n. 7.8 kg



KULJETUS- PAINO

n. 5.1 kg



MAX. KÄYTTÄJÄ- PAINO

130 kg



Kaikki ilmoitetut mitat ja painot perustuvat 400 mm istuinleveyteen ja -syvyyteen kevyimmässä ja pienimmässä kokoonpanossa. Paino ja mitat voivat muuttua eri kokoonpanoissa. Katso lisätietoja käyttöohjeesta nettisivuiltamme.

Küschall®


Valmistaja:
Invacare International GmbH
Benkenstrasse 260
CH-4108 Witterswil
Switzerland
P: +41(0) 61487 7070
F: +41(0) 61487 7079
www.kuschall.com

Pidätämme itsellämme
oikeuden muuttaa tarvittaessa
tässä esitteessä ilmoitettuja
tuotespesifikaatioita.

© 2020
Camp Mobility Finland

VÄRIT JA TEHOSTEET

1 VALITSE RUNKOVÄRI



Pure White



Anthracite Grey



Space Black



Carmine Red



Azure Blue

2 VALITSE TEHOSTETYYLI



3 VALITSE TEHOSTEVÄRI



Red



Black



Light
Grey



Gold



Red



Blue



Dark
Grey



Black

CAMP® MOBILITY

www.campmobility.fi

Patamäenkatu 5
33900 Tampere
+358(09) 350 76 310
info@campmobility.fi