

Küschall®
THE KSL®



UNLIMIT YOUR WORLD

Me Kuschallilla uskomme, että kaikki on mahdollista, kun sinulla on valta saavuttaa se. THE KSL® antaa sinulle itseluottamusta todellisen potentiaalisi vapauttamiseen. Tyyliillä. Sinun ehtoillasi. Älä rajoita huippuosaamistasi, älä rajoita liikkumistasi. **Älä rajoita maailmaasi.**

THE KSL®

Eleganssi ympäröi THE KSL®: n. Uraauurtavat tekniset innovaatiot täydellinen teknologia kohtaavat tyylikkään ja saumattoman designin läpi koko tuolin. Suunniteltu mittatarkasti räätälöitäväksi kokeneille kelaajille, jotka tietävät tarkalleen mitä haluavat. Todella **Super kevyt** aktiivituoli, puhtaan kauniilla olemuksella.

HYDROFORMING

Uuden hydroforming-hitsatun rungon jäykkyys tarjoaa siron ja vaivattoman liukumisen missä tahansa. Koskaan aikaisemmin tekniikka ei ole sulautunut muotoiluun näin täydellisesti. Hiilikuitutuoleja kevyempi THE KSL® on kehitetty optimaalinen suorituskyky ja design edellä.

HYDROFORMING

ETURUNKO

- Parempi jäykkyys polven alueella. Monipintainen muotoilu lisää tarttumisergonomiaa.

KEVYET AKTIIVIJARRUT

- Uudet, kevyet alumiiniset aktiivijarrut minimalistisella designilla tuo keveyden aivan uudelle tasolle. Tarkkuutta pienimpiinkin yksityiskohtiin.

HIILIKUITUAKSELI

- Strukturoidut hiilikuitukomponentit vähentää painoa ja optimoi ajo-ominaisuuksia

TITAANI JALKATUKI

- THE KSL[®] :ään voidaan valita myös titaaninen jalkatuki, joka vähentää merkittävästi tuolin painoa ja helpottaa kelausväsymistä.



Küschall® THE KSL®

TÄYSHITSATTU KIINTEÄ RUNKO

- Täysin hitsattu runko yhdistää estetiikan ja suorituskyvyn. Vain 4,3 kg:n kuljetuspainolla THE KSL® on kaikkien aikojen kevyin Küschall-tuoli.

CARBOLIFE KELAUSVANTEET

- CarboLife tarkoittaa huippuluokan high-end -tuotteita. Kelausvanteet on suunniteltu ergonomisesti tehokkaampaan pitoon, jolloin ranteeseen kohdistuu vähemmän painetta. Tämä parantaa suorituskykyä ja vähentää samalla väsymystä.

UUDET ETUHAARUKAT

- Uudelleensuunniteltu haarukka integroiduilla laakereilla auttaa pitämään liian poissa ja on helpompi pitää kunnossa.

AVAINOMINAISUUDET

MITTATILAUSTYÖTÄ

Mittatilauksena tilattava konsepti keveimmällä rakenteella. Kuschallin Super kevyen rungon voimakas geometria virtaa saumattomasti läpi koko tuolin silhuetin. Uusi THE KSL® puhuu samaa suunnittelukieltä eturungosta takaosaan ja aina etuhaarukoihin asti.



SUPER KEVYT

Vaikka THE KSL®:ään on suunniteltu optimaalinen lujuus ja suorituskyky, se voidaan myös keventää hiilikomponenteilla. Tämä antaa sinulle mahdollisuuden saavuttaa uskoton keveys, joka on verrattavissa täysin hiilikuituiseen monokokki-pyörätuoliin.



ELEGANTTI

Olemme uudelleen suunnitelleet jalkatuen, joka on olennainen istuma-asentoasi, se seuraa voimakasta geometriaa ja dynaamista ulkonäköä.



HYDROFORMING

Hydroforming-teknikka tarjoaa enemmän mahdollisuuksia muodoille ja materiaalin jakautumiselle. Tämän tekniikan ansiosta insinöörit ja suunnittelijat pystyivät tuomaan THE KSL®: n huipputasolle. Sama uskoton keveys vahvemmalla rungolla.

KUSTOMOINTI


1 VALITSE RUNKOVÄRI



Pure White



Anthracite Grey



Space Black



Carmine Red



Azure Blue

2 VALITSE TEHOSTETYYLI



3 VALITSE TEHOSTEVÄRI



Red



Black



Light Grey



Gold



Red



Blue






Dark Grey




Black

TEKNISET TIEDOT

ISTUIN- LEVEYS 340 - 440 mm 20 mm välein	ISTUIN- SYVYYS 385 - 485 mm 25 mm välein	JALKATUEN PITUUS 350 - 500 mm 10 mm välein	SELKÄOSAN KORKEUS 270 - 420 mm 15 mm välein	SELKÄOSAN KULMA 74° / 78° / 82° / 86° / 90°
				
ISTUIN- KORKEUS etu: 450 - 530 mm taka: 400 - 480 mm 10 mm välein	ETURUNGON KULMA 75° / 90° V-runko tai kavennettu	KOKONAI- SLEVEYS istuinleveys + 170 mm	KOKONAI- SITUUS 75°: n. 800 mm 90°: n. 730 mm	PAINOPISTE 80 mm / 95 mm / 110 mm / 125 mm / 140 mm
				
CAMBER- KULMA 0° / 3° / 6°	KOKONAI- SAINO n. 6.8 kg	KULJETUS- PAINO n. 4.3 kg	MAX.KÄYTTÄJÄ- PAINO 100 kg	
				

Kaikki ilmoitetut mitat ja painot perustuvat 400 mm:n istuinleveyteen ja 400 mm:n ja istuinsyvyyteen kevyimmässä ja pienimmässä kokoonpanossa. Paino ja mitat voivat muuttua eri kokoonpanoissa. Lisätietoja saat verkkosivustomme käyttöohjeesta.



UNLIMIT YOUR WORLD

Tel: +41 61 487 70 70
info@kuschall.com
www.kuschall.com

Invacare International GmbH
Benkenstrasse 260
4108 Witterswil
Switzerland