



# Sorg Airon



## UUTUUS! SorG Airon - kiinteärunkoinen lasten, nuorten ja aikuisten aktiivipyörätuoli

SORG AIRON on uusi, todella kevyt ja tyylikäs, open frame -aktiivipyörätuoli lapsille, nuorille ja aikuisille, **Always Custom Made for You!** - Airon konfiguroidaan aina yksilöllisesti käyttäjän tarpeiden mukaan.

**Runkoputkissa ainutlaatuiset 7 eri kelausherkeyden aktiivisuustasoa**, kolme eturunkovaihtoehtoa (suora, kavennettu tai levennetty) sekä kaksi eturungon kulma- vaihtoehtoa (90° ja 100°). Törmäystestattu. Sopii istu- meksi moottoriajoneuvossa kuljetettaessa ISO 7176-19 mukaisesti.

**Vakioistuinleveydet ainutlaatuiset 28-50 cm ja -syvyydet 32-50 cm.** Maksimi käyttäjäpaino 120 kg. Runkopaino 8 kg. Kokonaispaino n. 11 kg.

SORG-värikartastosta voit valita lähes rajattomasti eri runkoväri- ja verhoiluväri- vaihtoehtoja ja erilaisia pinnasuo- jia. Saatavana myös kattava valikoima muita SORG-lisävarusteita.

SORG-pyörätuolit tilataan yhdessä myyntineuvottelijamme kanssa tilauskaavaketta täyttäen.

**CAMP**<sup>®</sup>  
**MOBILITY**

# Airon

## Uusi sporttinen kiinteärunkoinen aktiivituoli ainutlaatuisen laajoilla kokovaihtoehdoilla

**Airon**, yhdistää SORG:n tunnetun yksilöllisen adaptoitavuuden adaptability moderniin open-frame designiin ja sporttiseen aktiiviseen eleganssiin. Laajat säätöoptiot ja poikkeuksellisen laaja kokovalikoima tekee Aironista täysin ainutlaatuisen. Helppo käsittely lupaa hienoa ajamisen iloa - high end käyttömukavuutta ja stabiiliteettia.

Aironin aktiivisuustasoa voidaan säätää yksilöllisesti yksinkertaisilla käden liikkeillä.

Säädettävä selkäosaa voidaan kallistaa 3°:n välein 74° - 118° välillä ja siksi se voidaan räätälöidä ihanteelliseksi jokaiselle käyttäjälle.

Tyypillisten SORG-varustevaihtoehtojen lisäksi voit varustaa Aironin myös todellisella katseenvangitsijalla: anodisoidulla design väripaketillamme tai varustaa se retkille kelaus- tai työntöavun avulla.

Voit helposti säilyttää älypuhelin tai lompakkoa istuimen alla käytännöllisessä välinetaskussa.

NEW  
**UUSIN**  
aktiivituolimme  
2022



Compact jarrut



tuplakelari  
lisävarusteena

# Airon



Soveltuu käytettäväksi istuimena ajoneuvossa ISO 7176-19 mukaisesti.

<b>Istuinleveydet</b>	<b>28-50 cm (2 cm välein +2 cm levennys molemmin puolin)</b>
<b>Istuinsyvytydet</b>	<b>32-50 cm (2 cm välein +3 cm pidennys)</b>
<b>Istuinkorkeudet</b>	<b>36,5-48 cm (takaa 8 mm välein, edestä 12,5 mm välein)</b>
<b>Selkäkorkeudet</b>	<b>25-50 cm (5 cm välein)</b>
<b>Kelauspyörät</b>	<b>22", 24"</b>
<b>Tukipyörät</b>	<b>4", 5", 6"</b>
<b>Camber</b>	<b>1°, 3°, 5°, 7°</b>
<b>Max.</b>	<b>120 kg</b>

Kiinteä runko, valittavana suora, taivutettu tai abduktio eturunko

## Lisävarusteita ja optioita

- Kiinteä istuin ja muotoiltu kova selkälevy
- Anatomisesti muotoillut istuin- ja selkätyyny
- Selkänojan kulma säädettävissä 74° -118° voidaan taittaa eteenpäin
- Ylimääräiset katetri- tai pientarvikkepussit
- Sisäänvedettävä selkänojan jatke muotoillulle selkälevylle
- Erilaisia jalkatukia, yhtenäiset tai erilliset, sisä- tai ulko-kiinnitys, korkeus, syvyys ja kulma säädettävissä, ulospäin käännettävissä tai yksinkertainen
- Erilaisia vartalon asemointiapuvälineitä (pää-/niskatuet, vartalotuet ja pehmusteet, abduktiokiila)
- Välineet yksikäätiseen käyttöön (yhden käden ohjaus, tuplakelausvanne, yhden käden jarru ym)
- Kelausvanteidenpäällysvaihtoehtoja ja/tai erikoisrenkaat
- Erilaiset työntökahvoja tai työntötanko, joiden korkeus ja kulma on säädettävissä
- Erilaisia jarruja (mukaan lukien kevyet rumpujarrut - joissa jopa noin 1,1 kg:n painonsäästö/pr verrattuna normaaleihin rumpujarrullisiin renkaisiin)
- Anti-Rollback-lukko (lisäjarru kaltevilla pinnoilla)
- Pöytälevy
- Nokkapyörä
- Tarta-selkäosan kiinnitysmahdollisuus
- Laaja valikoima värejä
- Valtava valikoima pinnasuojavaihtoehtoja




Frame design CROPPED

Frame design STRAIGHT


Frame design abducted

# Airon


# Runkoväri valikoima



creme white  
(metallic/matt)




Chrome yellow  
(metallic/dull)




Apple Green dormant




Nightblue dormant



crimson red  
(metallic/dull)



Fired red dormant



Royal blue


Special colors




pastel blue  
(metallic/dull)




Violet  
dormant




dark blue  
(metallic/dull)




Silver metallic




black  
(metallic/dull)




red



Anthracite Metallic



zinc yellow  
(metallic/dull)




green

Special colors

Frame colors




coarse black



girly pink  
(metallic/dull)




Violet




pure orange  
(metallic/dull)




Orange



dark green  
(metallic/dull)



brilliant blue  
(metallic/dull)



blue


\* Saatavana designväriakettina eri malleille, kokoonpano riippuu mallista

# Verhoiluväri valikoima

lime



apple green




green




petrol




ultramarine blue




Blau




powder blue




night blue




Schwarz




turquoise




black




Grau



black




grey



pink




Rot



violet




red



burgundy



firered



Synthetic leather for pads for standing drivers

Trevira cover fabrics for all seat and back cushions

Nylon fabric for seat and back cover

## Ominaisuuksia



Soveltuu istuimeksi ajoneuvoon ISO 7176-19 mukaisesti



Kulmasäädettävä ja alastaittava selkäosa: snap-in-toiminto helpottaa esim. autoon lastaamista.



plug-in-sivusuojat irrotettavat ja korkeussäädettävät



Saatavana erilaisia työntökahvoja, sivusuojia, käsitukia, päätukia, selkätukitankoja yms. optiona



3 eturunkovaihtoehtoa: suora, kavennettu, levennetty



Säilytuspussit istuimen alla pienille laitteille tai esim. katedrille



Compact-jarrut



3 päätukivaihtoehtoa: suojapäällisen väri valittavissa verhoiluvärikartastosta.

Läpinäkyvät pinnasuojat vakiona + satoja pinnasuojavaihtoehtoja: [www.wheelchairgadgets.com](http://www.wheelchairgadgets.com)



## Tekniset tiedot



28-50 cm  
(+2 cm levennys molemmin puolin)



32-50 cm  
(+3 cm pidennys)



25-50 cm  
(+5 cm)



20"/24"




4", 5", 6"



120 kg


## Värit ja materiaalit

**Runkovärit:** Kaikki perusvärit saatavana kiiltävä-metallinhohto- tai matta -versiona.




### Erikoisvärit:


Metal-effect:



Dormant colours: Double-coated:




Eloksoidut: (vain tietyt mallit ja konfiguraatiot)



### Verhoilu:

TREVIRA:



Nylon:



SORG Rollstuhltechnik GmbH + Co  
Benzstraße 3-5; 68794  
Oberhausen-Rheinhausen  
Tel: +49 (0) 7254 9279-0  
Fax: +49 (0) 7254 9279-10  
e-mail: [info@sorgrollstuhltechnik.de](mailto:info@sorgrollstuhltechnik.de)  
[www.sorgrollstuhltechnik.de](http://www.sorgrollstuhltechnik.de)

Pidätämme itsellämme oikeuden muuttaa tarvittaessa tässä esitteessä ilmoitettuja tuotespesifikaatioita.  
© 2022 Camp Mobility Finland

