

TriGO^o



Vermeiren TriGO aktiv rullstol

Vermeiren **TriGO T** är en hopfällbar aktivrullstol. Flera olika tillbehör finns tillgängliga för rullstolen.

TriGO T har avtagbara fotstöd (70°, 80°, 90°) med höjd- och vinkeljusterbara fotstöd.

Det finns 3 olika ryggar, 5 olika tryckhandtag, 10 olika handstöd att välja mellan. Sittbred 36–50 cm.
Max.brukarvikt 130 kg,

CAMP[®]
MOBILITY

Funktioner och alternativ



Monobloc aluminiumputket



Monobloc, taitettava alumiinilauta




70°



80°



5 cm förkortas




90°



Bromsar



Monobloc, taitettava hiilikuitulauta



Monobloc korkeampi lauta



Monobloc, sisäänvedettävä jalkalauta



Erilliset jalkatuet


Fotbrädor

Fotstöd

Teknisk data



Total bredd




Sittbredd



Sitthöjd



Sittdjup



Ryggstöds-höjd



Styrhjul



Drivhjul



Vikt



Max brukarvikt

46-66 cm
(camber 0°)

36-50 cm

39-52 cm

32-50 cm

25-51 cm

3", 4", 5", 6"

18", 20", 22", 24", 26"

10 kg->

130 kg

Färg



C4M - Bright Red Mat
C4G - Bright Red Gloss



C5M - Black Mat
C5G - Black Gloss



C8M - Yellow Mat
C8G - Yellow Gloss



C29M - Bright Grey mat
C29G - Bright Grey Gloss



C53M - Orange Mat
C53G - Orange Gloss



C55M - Inox Mat
C55G - Inox Gloss



C56M - Blue Grey Mat
C56G - Blue Grey Gloss



C59M - Champagne Mat
C59G - Champagne Gloss



C71G -
Metallic Deep Blue



C72G -
Metallic Cherry Red



C73G -
Metallic Bright Green



C76M - Metallic White Mat
C76G - Metallic White Gloss



C78G - Soft Blue Gloss



C79M - Metallic Bright
Blue Mat
C79G - Metallic Bright
Blue Gloss



C85M - Grass Green Mat
C85G - Grass Green Gloss



C87M - Melon Orange Mat
C87G - Melon Orange Gloss



NV VERMEIREN BELGIUM
Vermeirenplein 1/15
2920 Kalmthout Belgium
Tel: 00 32 (0)3 620 20 20
Fax: 00 32 (0)3 666 48 94
www.vermeiren.com

Vi förbehåller oss rätten till updatera produktspecifikationer i denna broschyr.
© 2020 Camp Mobility Finland