

# Dalton

- ✓ Erilliset, sivullekääntyvät jalkatuet, jotka ovat kulma- ja korkeussäädettävät
- ✓ Kulma- ja korkeussäädettävä alastaittuva selkäosa (optiona)
- ✓ Saatavana myös matala istuinkorkeus (Dalton L)
- ✓ Irrotettavat tai kiinteät sivusuojat
- ✓ Törmäystestattu
- ✓ Paino n. 10 kg
- ✓ Käyttäjänpaino max. 160 kg (250 kg)

## 1 SIVULLE KÄÄNTYVÄT JALKATUET

Erilliset, ylöstaitettavat jalkalevyt, jotka ovat kulma- ja korkeussäädettävät. Swingaway-toiminto mahdollistaa helpot siirtymiset.

## 2 VAAKATASOON SÄADETTÄVÄT JALKATUET

Voit valita vaakatasoon säädettävän jalkatuen toiselle tai molemmille puolille.

## 3 PAINOPISTEEN SÄÄTÖ

Valitse säädettävä taka-akseli ja selkäosa säätääksesi tasapainopistettä aina tarpeen mukaan.



## Funktionaalinen ja monipuolinen

**Dalton on kiinteärunkoinen pyörätuoli aktiivisille käyttäjille, jotka haluavat monisäädettävät ja irrotettavat jalkatuet.**

Dalton on kiinteärunkoinen pyörätuoli, jossa on erilliset ylös-taitettavat jalkalevyt, joiden kulmaa ja korkeutta voi säätää. Jalkatuet ovat kääntyvät ja irrotettavat ja ne on nopea kiinnittää tai irrottaa. Tämä mahdollistaa helpon ja turvallisen siirtymisen pyörätuoliin ja sieltä pois.

Jos jalkoja on tarpeen nostaa, on mahdollista varustaa Dalton vaakatasoonsäädettävällä jalkatuella vain toiselle tai molemmille puolille.

Dalton räätälöidään yksilöllisesti käyttäjän aktiivisuustason, koon ja voimien mukaan. Perinteistä mallia voidaan käyttää max. 160 kg painoisille käyttäjille.

Raskaille käyttäjille ja kovaan käyttöön Dalton voidaan tilata myös vahvistettuna versiona max. 250 kg käyttäjäpainolla.

Woltornus tarjoaa myös kevyemmän vaihtoehdon max. 80 kg painoisille käyttäjille: Dalton Lightissa on ohuemmat runkoputket, mikä tekee tuolista entistä kevyemmän ja ulkonäöstä elegantimman.

Valitsemalla portaattomasti säädettävän painopisteen sekä kulma- ja korkeussäädettävän selkäosan, voit mukauttaa istuma-asentoa jatkuvasti. Painon vähentämiseksi Dalton voidaan tilata myös täysin hitsattuna versiona.

Dalton on saatavana myös erityisen alhaisella istuinkorkeudella: Dalton L on ihanteellinen käyttäjille, jotka haluavat "potkutella" tuolilla itse.



### ▲ Dalton Light

Ohuemmillä runkoputkilla, tuloksena tyylikkäämpi ilme. Max. käyttäjän paino 80 kg.



### ▲ Dalton F

Kelauspyörät edessä

SPESIFIKAATIOT	DALTON*	DALTON F	DALTON LOW	DALTON LIGHT
MAX KÄYTTÄJÄPAINO	160 KG	160 KG	160 KG	80 KG
PAINO	ALK. 10 KG	ALK. 11 KG	ALK. 10 KG	ALK. 9,5 KG
ISTUINLEVEYDET	36 - 48 CM	36 - 50 CM	36 - 50 CM	36 - 48 CM
ISTUINSYVYYDET	34 - 72 CM	34 - 72 CM	34 - 72 CM	34 - 72 CM
ISTUINKORKEUDET EDESTÄ	36 - 55 CM	36 - 55 CM	36 - 55 CM	36 - 55 CM
ISTUINKORKEUDET-TAKAA	36 - 55 CM	36 - 55 CM	36 - 55 CM	36 - 55 CM
SELKÄOSAN KORKEUDET	25 - 46 CM	25 - 46 CM	25 - 46 CM	25 - 46 CM
LAPSELLE	NO	NO	NO	NO
ISO TÖRMÄYS-TESTATTU	YES	NO	YES	NO

\* Saatavana myös vahvistetulla rungolla: käyttäjäpaino max. 250 kg.