

Tukan

- ✓ Kiinteä aktiivipyörätuoli avoimella rungolla
- ✓ Saatavana kiinteällä tai alastaittuvalla selkäosalla
- ✓ Erittäin hyvä stabiiletti ja ainutlaatuisen kevyt kelata
- ✓ Paino alkaen 9 kg
- ✓ Käyttäjätaino max. 120 kg



1 SIVULAI DAT

Valittavana kiinteät tai irrotettavat sivulaidat

2 OPEN FRAME - AVOIN RUNKO

Kevyt Open frame keventää kelaamista ja helpottaa nostamista esim. autossa kuljettamista

3 SELKÄOSAT

Valittavana kiinteä tai alastaittuva, kulma- ja korkeussäädettävä selkäosa

4 ERGONOMINEN ISTUIN

Säädettävä istuin ja selkänosan verhoilu varmistaa ergonomisen, suoran asennon ja paineentasauksen.

▲ Tukan A säädettävällä taka-akselilla



Elegantti ja kestävä itsenäiseen elämään

Tukan on vahva, kiinteä aktiivipyörätuoli open frame-rungolla, joka antaa kevyen kelattavuuden ja elegantin ulkonäön.

Tukan pyörätuoli on vahva ja kestävä kiinteärunkoinen aktiivipyörätuoli, jossa on erittäin tukeva runko ja tyylikäs ulkonäkö. Runko on valmistettu alumiini 7020:sta, joka on vahvin hitsattavissa oleva alumiiniseos.

Avoimen rungon ansiosta Tukan on helppo puhdistaa ja pakata pieneen autoon. Tämä tekee Tukanista täydellisen valinnan käyttäjille, jotka elävät aktiivista, liikkuvaa ja itsenäistä elämää.

Tukanissa on täysin hitsattu selkänoja ja taka-akseli. Siksi se sopii mieluiten kokeneemmille asiakkaille, jotka tietävät erityisvaatimuksensa ja tarpeensa.

Tukan A:han voi valita enemmän eri säätömahdollisuuksia. Tämä varmistaa maksimaalisen joustavuuden istuma-asennon yksilölliseen säätöön. Taka-akselia, alastaitettavaa selkänojaa ja jalkatukea voidaan säätää portaattomasti.



5

▲ Tukan Wing Back ILSA selkäosalla ja kiinteällä taka-akselilla

5 WING BACK ILSA

Ainutlaatuinen monisäädettävä selkäosajärjestelmä, joka mahdollistaa selän portaattoman säätämisen hetkessä.

6A KIIITEÄ TAKA-AKSELI

Kiinteä taka-akseli varmistaa pyörätuolin lujouden, jäykkyyden ja kevyen painon.

6B SÄÄDETTÄVÄ TAKA-AKSELI

Optimise the balance point and try out different seating positions.



6A



6B



SPESIFIKAATIOT	TUKAN
MAX KÄYTTÄJÄPAINO	120 KG
PAINO	FROM 9 KG
ISTUINLEVEYDET	34 - 48 CM
ISTUINSYVYYDET	36 - 50 CM
ISTUINKORKEUDET EDESTÄ	36 - 50 CM
ISTUINKORKEUDET TAKAA	36 - 50 CM
SELKÄOSAN KORKEUDET	25 - 46 CM
SOPII LAPSELLE	NO
ISO TÖRMÄYS-TESTATTU	NO